

ПЛАН И ИЗВРШЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ | Sampling Plan & Execution Protocol

План за земање примероци и интерно определување на губиток при сушење пред испорака

Sampling plan and in-house loss-on-drying determination before shipment

Производни серии во сеф-магацин • 46 серии • 4371,73 kg | Production batches in secure storage • 46 batches • 4371.73 kg

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА | IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE

Верзија | Version: **IN REVIEW** • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Документ бр. Document No.	PP-QC-SP-002/26
Локација Location	Сеф-магацин • КК лабораторија Secure warehouse • QC laboratory
Производ Product	Сув цвет од канабис, готов производ • кеса 400 g (10 кеси/картон) Dry cannabis flower, finished product • 400 g bag (10 bags/carton)
Серии Batches	46 — Транша 1: 20 • Транша 2: 26 46 — Tranche 1: 20 • Tranche 2: 26
Намена Purpose	Губиток при сушење, Ph. Eur. 2.2.32 (3028), метод а02.2 • критериум $\leq 12,0\%$ w/w Loss on drying, Ph. Eur. 2.2.32 (3028), method а02.2 • criterion $\leq 12.0\%$ w/w
Основа Basis	QCSOP 011 v03 (SP-12) • една кеса и една тест порција по серија (Раководител на КК, 06.10.2026) one bag and one test portion per batch (Head of QC, 06.10.2026)
Земање Sampling	1 ден • 46 кеси • 1 примерок по серија 1 day • 46 bags • 1 sample per batch
Резултати Results	Ден 2: 46 порции во едно сушење (24 h + второ мерење до константна маса) Day 2: 46 portions in one oven run (24 h + second weighing to constant mass)

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (Раководител КК QC Head)	B. Nikolov, M.Pharm.		
Проверил Checked (QA)	J. Romevska		
Одобрил Approved (Раководител на КК оддел QC Department Manager)	B. Nikolov, M.Pharm.		

Контролиран документ | Controlled document



ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

PP-QC-SP-002/26

СОДРЖИНА | Table of Contents

- 1 ЦЕЛ И ОПФАТ | *Purpose & Scope*
- 2 ПРИНЦИП И ОСНОВА | *Principle & Basis*
- 3 ФОРМУЛИ | *Formulas*
- 4 ПЛАН ПО СЕРИЈА (4a, 4b, 4.1) | *Per-Batch Plan (4a, 4b, 4.1)*
- 5 УСЛОВИ, ИЗБОР НА КЕСИ И СЛЕДЛИВОСТ | *Conditions, Bag Selection & Traceability*
- 6 ПРИМЕРОК И ТЕСТ ПОРЦИЈА | *Sample and Test Portion*
- 7 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ (a02.2) | *Loss on Drying Determination (a02.2)*
- 8 РАСПОРЕД | *Schedule*
- 9 ЗАПИСИ | *Records*
- 10 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ | *References*
- 11 ОТВОРЕНИ ТОЧКИ ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК | *Open Items for the Head of QC*



1. ЦЕЛ И ОПФАТ | Purpose & Scope

Овој документ го пропишува земањето репрезентативен примерок од секоја од 46-те производни серии од Транша 1 (20 серии) и Транша 2 (26 серии), складирани во сеф-магацинот како готов производ во троен фолиски кеси од 400 g (10 кеси по нумериран картон), и интерното определување на губиток при сушење (Ph. Eur. 2.2.32; монографија 3028 Cannabis flos; метод a02.2) пред испорака, за да се потврди дека нивото на влага на производот одговара на спецификацијата QCSOP 001 ($\leq 12.0\%$ w/w). | This document prescribes the representative sampling of each of the 46 production batches of Tranche 1 (20 batches) and Tranche 2 (26 batches), stored in the secure warehouse as finished product in 400 g triple-foil bags (10 bags per numbered carton), and the in-house determination of loss on drying (Ph. Eur. 2.2.32; monograph 3028 Cannabis flos; method a02.2) before shipment, to confirm that the product's moisture level meets specification QCSOP 001 ($\leq 12.0\%$ w/w).

Точка на земање: SP-12 — готов производ во магацин (QCSOP 011 v03). Крајната точка е физичко-хемиска, па не се бара асептична техника. Сите 46 серии се земаат во еден ден, по една кеса од серија; по една тест порција од секоја серија оди во едно сушење, а резултатите се читаат следниот ден. Транша 3 (31 серии) следи со PP-QC-SP-003/26. | Sampling point: SP-12 — finished product in the warehouse (QCSOP 011 v03). The endpoint is physico-chemical, so no aseptic technique is required. All 46 batches are sampled on one day, one bag per batch; one test portion per batch goes into one oven run, and the results are read the next day. Tranche 3 (31 batches) follows as PP-QC-SP-003/26.

Измена од 06.10.2026 (Раководител на КК): една кеса и една тест порција по серија, сите серии во еден ден и едно сушење, како што е извршено. Ги заменува r-планот ($n = 1.5 \cdot \sqrt{N}$ кеси), правилото $k = 1/2/3$ и поделбата во два дена од нацртот од 05.10.2026. | Amendment of 06.10.2026 (Head of QC): one bag and one test portion per batch, all batches on one day and in one oven run, as executed. It replaces the r-plan ($n = 1.5 \cdot \sqrt{N}$ bags), the $k = 1/2/3$ rule and the two-day split of the draft of 05.10.2026.

2. ПРИНЦИП И ОСНОВА | Principle & Basis

- Единица за земање е фолиската кеса од 400 g (примарен затворен сад); картонот со 10 кеси е секундарно пакување и не е единица за земање. | The sampling unit is the 400 g foil bag (primary sealed container); the 10-bag carton is secondary packaging and not the sampling unit.
- Од секоја серија се отвора ЕДНА кеса (Раководител на КК, 06.10.2026), избрана при земањето; нејзиниот број K{картон}B{кеса} се запишува на обрасците. | ONE bag is opened per batch (Head of QC, 06.10.2026), chosen at sampling; its number K{carton}B{bag} is written on the forms.
- Од кесата се зема примерокот на серијата во еден затворен означен сад; кесата се затвора веднаш. | The batch sample is taken from that bag into one closed, labelled container; the bag is closed at once.
- Се определува ЕДНА тест порција по серија (Раководител на КК, 06.10.2026); нејзиниот резултат е резултатот на серијата; критериум $\leq 12.0\%$ w/w. | ONE test portion is determined per batch (Head of QC, 06.10.2026); its result is the batch result; criterion $\leq 12.0\%$ w/w.

QCSOP 011 v03 (§5) дефинира дупликат за губиток при сушење при SP-06 (пред пакување). За SP-12 важи одлуката на Раководителот на КК од 06.10.2026 (поглавје 11). | QCSOP 011 v03 (§5) defines a duplicate for loss on drying at SP-06 (pre-packaging). For SP-12 the Head of QC's decision of 06.10.2026 applies (section 11).

3. ФОРМУЛИ | Formulas

Величина Quantity	Формула Formula	Забелешка Note
Број на кеси во серијата Bags in the batch	$N = kg \div 0.400$, заокружено нагоре $N = kg \div 0.400$, rounded up	информативно; kg од мастер v57 (Reference, „DELIVERY T1-T3“) informative; kg from master v57 (Reference, „DELIVERY T1-T3“)
Кеси за отворање Bags to open	$n = 1$	една кеса по серија, избрана при земањето, ознака K{картон}B{кеса} one bag per batch, chosen at sampling, key K{carton}B{bag}
Определувања Determinations	$k = 1$	една тест порција по серија one test portion per batch
Тест порција Test portion	1,000 g во претходно исушен тариран сад (m_B) 1.000 g in a previously dried tared bottle (m_B)	a02.2
Губиток при сушење Loss on drying	$Gn\% = (m_o - m_i) \div m_o \times 100$ $LoD\% = (m_o - m_i) \div m_o \times 100$	$m_o = G1 - m_B$ пред сушење before drying; $m_i = G2 - m_B$ по сушење до константна маса after drying to constant mass



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26

Верзија | ver: **IN
REVIEW**

Величина Quantity	Формула Formula	Забелешка Note
Резултат на серија Batch result	резултатот од едната порција the result of the one portion	критериум $\leq 12,0\%$ w/w criterion $\leq 12,0\%$ w/w

4. ПЛАН ПО СЕРИЈА | Per-Batch Plan

4а Идентитет и количина | Identity and quantity

Nº	T T	Серија Batch	Р лот P lot	Сорта Strain	Класа Grade	Магазин Warehouse	kg (мастер v57) kg (master v57)	kg (залиха 08/2026) kg (stock 08/2026)	Пакување Packaging
1	T1	BG1024	—	Blue Gelato	I	E66	43,87	37,20	07.03.2025
2	T1	BSS1024	—	Blue Sunset Sherbet	II	E66	50,20	46,40	04.03.2025
3	T1	CJ052501/01	P050162	Cap Junky	II	F131	64,53	63,60	30.09.2025
4	T1	CJ062501/2	P050212	Cap Junky	III	F131	146,52	144,51	18.11.2025
5	T1	CJ082501/2	P060032	Cap Junky	IV	F131	14,75	13,91	29.01.2026
6	T1	FB012602	P060352	Fat Bastard	II	Sec.Pack.	75,92	75,71	23.05.2026
7	T1	GG012603	P060402	Gorilla Glue	I	Sec.Pack.	40,00	37,80	24.05.2026
8	T1	GG1024_01	P050092	Gorilla Glue	I	E66	0,87	223,73	31.07.2025
9	T1	GP052501	P050152	Grape Pie	III	F131	151,14	148,80	25.09.2025
10	T1	GP0824_02	P050022	Grape Pie	II	F131	208,46	200,00	03.06.2025
11	T1	GP082501/2	P050322	Grape Pie	IV	F131	22,84	22,00	26.12.2025
12	T1	HPA1024	—	High Pro Amnesia	II	E66	40,83	39,80	11.04.2025
13	T1	HPA1024_01	P050052	High Pro Amnesia	I	F131	140,50	130,30	27.06.2025
14	T1	J31102501	P060152	Jokerz 31	III	F131	23,64	22,76	05.03.2026
15	T1	JD112501	P060212	Jelly Donuts	I	F131	41,54	41,07	21.04.2026
16	T1	OPM1024	—	Orange Punch Mimosa	I	E66	45,46	43,80	24.04.2025
17	T1	OPM1024_02	P050062	Orange Punch Mimosa	II	F131	156,14	148,50	04.07.2025
18	T1	OPM122501	P060242	Orange Punch Mimosa	V	F131	104,26	103,40	28.04.2026
19	T1	PM092501	P060062	Permanent Marker	II	E46/47	20,23	19,38	30.01.2026
20	T1	SCR012603	P060382	Scrambler	II	Sec.Pack.	79,81	78,84	25.05.2026
21	T2	ACC102501	P060122	Amnesia Core Cut	I	F131	38,88	37,85	18.02.2026
22	T2	BSS052501	P050192	Blue Sunset Sherbet	III	F131	345,71	342,54	10.10.2025
23	T2	CC012603	P060372	Cash Cow	II	Sec.Pack.	56,18	55,22	24.05.2026
24	T2	CF102501	P060132	Chem Flyer	I	F131	48,35	47,44	19.02.2026
25	T2	CJ062501/1	P050222	Cap Junky	II	F131	77,72	76,57	24.11.2025
26	T2	CJ082501/1	P060022	Cap Junky	I	F131	115,60	113,39	16.01.2026
27	T2	CJ092501	P060072	Cap Junky	II	F131	28,38	27,13	02.02.2026
28	T2	FB012601/1	P060322	Fat Bastard	II	Sec.Pack.	8,85	8,51	22.05.2026
29	T2	GG1024	—	Gorilla Glue	II	E66	44,84	39,10	11.03.2025
30	T2	GP072501/2	P050302	Grape Pie	III	F131	13,63	12,80	22.12.2025
31	T2	GP0824_03	P050072	Grape Pie	I	F131	237,67	218,75	14.07.2025
32	T2	GP082501/1	P050312	Grape Pie	II	F131	200,42	197,83	23.12.2025
33	T2	GP092501	P060092	Grape Pie	II	F131	171,03	168,52	03.02.2026
34	T2	GRC102501/2	P060182	Grapes And Cream	II	F131	20,17	19,32	14.03.2026
35	T2	HPA052501	P050182	High Pro Amnesia	II	F131	249,95	247,20	03.10.2025
36	T2	JD012603/01	P060362	Jelly Donuts	I	Sec.Pack.	12,00	11,29	23.05.2026
37	T2	JD012603/02	P060412	Jelly Donuts	III	Sec.Pack.	46,00	47,12	24.05.2026
38	T2	JD012603/02V	P060422	Jelly Donuts	II	Sec.Pack.	11,00	10,49	23.05.2026
39	T2	KC102501	P060172	Kush Crasher	I	F131	21,67	16,00	12.03.2026
40	T2	MB0824_05	P050112	Motor Breath	I	E46/47	244,06	239,68	25.08.2025
41	T2	OMP1024_01	P050042	Orange Punch Mimosa	II	E46/47	213,59	209,95	20.06.2025
42	T2	OPM1024_03	P050082	Orange Punch Mimosa	I	E46/47	267,59	254,54	22.07.2025
43	T2	PM112501	P060232	Permanent Marker	III	F131	48,09	48,00	27.04.2026
44	T2	PUM102501	P060112	Pure Michigan	I	F131	49,91	48,95	17.02.2026
45	T2	SCR112501	P060282	Scrambler	II	F131	23,44	22,60	18.05.2026
46	T2	WC082501	P060012	Wedding Crusher	I	F131	82,63	81,58	13.01.2026
		ВКУПНО TOTAL		46 серии batches			4148,87	4243,90	



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26

Верзија | ver: **IN
REVIEW**

GG1024_01 (P050092): мастер v57, Reference E216 чита 0,87 kg наспроти 223,734 kg на табелата за залиха и 560 кеси во PP-QC-SP-001/26; планот користи 223,73 kg (N 560), а ќелијата во мастерот бара поправка. KC102501 (P060172): мастер 21,67 kg наспроти 16,000 kg залиха — планот го користи мастерот, како што е одлучено. | GG1024_01 (P050092): master v57, Reference E216 reads 0.87 kg against 223.734 kg on the stock table and 560 bags in PP-QC-SP-001/26; the plan uses 223.73 kg (N 560) and the master cell needs correction. KC102501 (P060172): master 21.67 kg against 16.000 kg stock — the plan uses the master, as decided.

4b Земање и определување | Sampling and determination

Nº	Серија Batch	Р лот P lot	N	n	k	Кеса Bag	Последен ГпС на запис Last LoD on record	Ден Day
1	BG1024	—	110	1	1	K__B__	5,73 % · UKIM CNP · 26.02.2025	Ден 1 Day 1
2	BSS1024	—	126	1	1	K__B__	5,99 % · UKIM CNP · 26.02.2025	Ден 1 Day 1
3	CJ052501/01	P050162	162	1	1	K__B__	7,93 % · UKIM CNP · 17.09.2025	Ден 1 Day 1
4	CJ062501/2	P050212	367	1	1	K__B__	6,70 % · UKIM CNP · 23.10.2025	Ден 1 Day 1
5	CJ082501/2	P060032	37	1	1	K__B__	7,37 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
6	FB012602	P060352	190	1	1	K__B__	— % · .	Ден 1 Day 1
7	GG012603	P060402	100	1	1	K__B__	6,48 % · UKIM CNP · 30.06.2026	Ден 1 Day 1
8	GG1024_01	P050092	560	1	1	K__B__	7,54 % · UKIM CNP · 17.04.2025	Ден 1 Day 1
9	GP052501	P050152	378	1	1	K__B__	7,30 % · UKIM CNP · 19.09.2025	Ден 1 Day 1
10	GP0824_02	P050022	522	1	1	K__B__	7,21 % · UKIM CNP · 22.05.2025	Ден 1 Day 1
11	GP082501/2	P050322	58	1	1	K__B__	6,88 % · UKIM CNP · 12.12.2025	Ден 1 Day 1
12	HRA1024	—	103	1	1	K__B__	— % · .	Ден 1 Day 1
13	HRA1024_01	P050052	352	1	1	K__B__	6,36 % · UKIM CNP · 24.06.2025	Ден 1 Day 1
14	J31102501	P060152	60	1	1	K__B__	6,3 % · Farmahem · 02.03.2026	Ден 1 Day 1
15	JD112501	P060212	104	1	1	K__B__	6,69 % · UKIM CNP · 11.05.2026	Ден 1 Day 1
16	OPM1024	—	114	1	1	K__B__	— % · .	Ден 1 Day 1
17	OPM1024_02	P050062	391	1	1	K__B__	6,89 % · UKIM CNP · 24.06.2025	Ден 1 Day 1
18	OPM122501	P060242	261	1	1	K__B__	6,6 % · Farmahem · 09.04.2026	Ден 1 Day 1
19	PM092501	P060062	51	1	1	K__B__	7,97 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
20	SCR012603	P060382	200	1	1	K__B__	— % · .	Ден 1 Day 1
21	ACC102501	P060122	98	1	1	K__B__	7,1 % · Farmahem · 12.02.2026	Ден 1 Day 1
22	BSS052501	P050192	865	1	1	K__B__	8,60 % · in-house · 03.06.2026	Ден 1 Day 1
23	CC012603	P060372	141	1	1	K__B__	— % · .	Ден 1 Day 1
24	CF102501	P060132	121	1	1	K__B__	5,6 % · Farmahem · 12.02.2026	Ден 1 Day 1
25	CJ062501/1	P050222	195	1	1	K__B__	7,77 % · UKIM CNP · 23.10.2025	Ден 1 Day 1
26	CJ082501/1	P060022	289	1	1	K__B__	7,21 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
27	CJ092501	P060072	71	1	1	K__B__	7,64 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
28	FB012601/1	P060322	23	1	1	K__B__	7,67 % · UKIM CNP · 11.05.2026	Ден 1 Day 1
29	GG1024	—	113	1	1	K__B__	7,8 % · UKIM CNP · 29.01.2025	Ден 1 Day 1
30	GP072501/2	P050302	35	1	1	K__B__	7,41 % · UKIM CNP · 12.12.2025	Ден 1 Day 1
31	GP0824_03	P050072	595	1	1	K__B__	6,58 % · UKIM CNP · 10.07.2025	Ден 1 Day 1
32	GP082501/1	P050312	502	1	1	K__B__	6,29 % · UKIM CNP · 12.12.2025	Ден 1 Day 1
33	GP092501	P060092	428	1	1	K__B__	6,91 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
34	GRC102501/2	P060182	51	1	1	K__B__	7,7 % · Farmahem · 02.03.2026	Ден 1 Day 1
35	HRA052501	P050182	625	1	1	K__B__	7,29 % · UKIM CNP · 19.09.2025	Ден 1 Day 1
36	JD012603/01	P060362	30	1	1	K__B__	— % · .	Ден 1 Day 1
37	JD012603/02	P060412	115	1	1	K__B__	7,52 % · UKIM CNP · 30.06.2026	Ден 1 Day 1
38	JD012603/02V	P060422	28	1	1	K__B__	7,04 % · UKIM CNP · 30.06.2026	Ден 1 Day 1
39	KC102501	P060172	55	1	1	K__B__	8,6 % · Farmahem · 02.03.2026	Ден 1 Day 1
40	MB0824_05	P050112	611	1	1	K__B__	6,56 % · UKIM CNP · 28.07.2025	Ден 1 Day 1
41	OMP1024_01	P050042	534	1	1	K__B__	5,86 % · UKIM CNP · 06.05.2025	Ден 1 Day 1
42	OPM1024_03	P050082	669	1	1	K__B__	6,38 % · UKIM CNP · 28.07.2025	Ден 1 Day 1
43	PM112501	P060232	121	1	1	K__B__	8,61 % · UKIM CNP · 05.03.2026	Ден 1 Day 1
44	PUM102501	P060112	125	1	1	K__B__	6,4 % · Farmahem · 11.02.2026	Ден 1 Day 1
45	SCR112501	P060282	59	1	1	K__B__	6,84 % · UKIM CNP · 11.05.2026	Ден 1 Day 1
46	WC082501	P060012	207	1	1	K__B__	7,50 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
	ВКУПНО TOTAL		10952	46	46			

N е изведено од kg (кеси од 400 g) и е информативно. Бројот на кесата се запишува при земањето. „Последен ГпС на запис“ е информативен: вредноста, лабораторијата и датумот од регистарот на сертификати (coq_artifact_data.json). | N is derived from kg (400 g bags) and is informative. The bag number is written at sampling. “Last LoD on record” is informative: value, laboratory and date from the certificate register (coq_artifact_data.json).



4.1 Еден ден на земање, едно сушење | One sampling day, one oven run

Ден Day	Датум Date	Активност Activity	Сериј Batches	Кеси Bags	Порции Portions
Ден 1 Day 1	_____	земање, примероци во КК, во печката sampling, samples to QC, into the oven	46	46	46
Ден 2 Day 2	_____	мерење по 24 h, константна маса, резултати 24-h weighing, constant mass, results	46	—	46

Редоследот на повлекување следи по магацин (E66 → E46/47 → F131 → Sec.Pack), па по транша и серија. Сите 46 тест порции влегуваат во печката во едно сушење. | The retrieval order follows the warehouse (E66 → E46/47 → F131 → Sec.Pack), then tranche and batch. All 46 test portions go into the oven in one run.

5. УСЛОВИ, ИЗБОР НА КЕСИ И СЛЕДЛИВОСТ | Conditions, Bag Selection & Traceability

- Чист и сув прибор од нерѓосувачки челик, ракавици; нема барање за асептична техника (физичко-хемиска крајна точка). Времето надвор од складиште се минимизира; кесата се затвора веднаш по земањето. | Clean, dry stainless-steel tools and gloves; no aseptic requirement (physico-chemical endpoint). Time out of storage is minimised; the bag is closed immediately after sampling.
- Една кеса по серија, избрана при земањето; нејзиниот број K{картон}B{кеса} се запишува на QCT 024 (прием) и истата ознака се користи на секој запис и етикета за таа кеса. | One bag per batch, chosen at sampling; its number K{carton}B{bag} is written on QCT 024 (receipt) and the same key is used on every record and label for that bag.
- Визуелна инспекција при отворање според критериумите на QCSOP 011_A03 (боја/мирис, мувла, штетници, страни материи/семки, оштетено пакување) — „не одговара“ → карантин и отстапување; бруто се мери при прием (QCT 024); се зема примерокот на серијата; бруто се мери по затворање; пред, мострирано и после се на QCT 021. | Visual inspection on opening against the QCSOP 011_A03 criteria (colour/odour, mould, pests, foreign matter/seeds, pack damage) — “does not conform” → quarantine and deviation; gross weighed at receipt (QCT 024); the batch sample is taken; gross weighed after closing; before, sampled and after are on QCT 021.
- Извор на вистина за масите: нето = етикетата на примарното пакување (400,0 g, се препишува); бруто = го мери КК; мострирано = пред – после (QCT 021). Отворената кеса се означува „МОСТРИРАНО“ (QASOP_031_A05_v1); примерокот добива етикета QASOP_031_A07; новото нето/бруто е на QCT 021 и QCT 024 (враќање). | Mass source of truth: net = the primary-pack label (400.0 g, transcribed); gross = weighed by QC; sampled = gross before – after (QCT 021). The opened bag is labelled “SAMPLED” (QASOP_031_A05_v1); the sample gets a QASOP_031_A07 label; the new net/gross is on QCT 021 and QCT 024 (return).
- Примерокот на секоја серија е во еден чист затворен сад означен со шифрата на примерокот ([NNN/26_SFR]-PC-[бр.], QCSOP 011 v03 §6.2.1) и се пренесува во КК лабораторијата истиот ден на QCT 024 (примероци). | Each batch's sample is in one clean closed container labelled with the sample code ([NNN/26_SFR]-PC-[no.], QCSOP 011 v03 §6.2.1) and taken to the QC laboratory the same day on QCT 024 (samples).
- Документација: истовремено, со трајно сино мастило, без празни полиња („N/A“), поправки со една линија, иницијали и датум (ALCOA+; EU GMP Annex 11; СОП за работа со аналитичка документација). | Documentation: contemporaneous, permanent blue ink, no blank fields (“N/A”), single-line corrections with initials and date (ALCOA+; EU GMP Annex 11; the SOP for working with analytical documentation).

6. ПРИМЕРОК И ТЕСТ ПОРЦИЈА | Sample and Test Portion

- Истиот ден, во КК лабораторијата, на записот за анализа (LOD-01, делови А и С): масата на примерокот се препишува од QCT 021. | The same day, in the QC laboratory, on the analysis record (LOD-01, sections A and C): the sample mass is transcribed from QCT 021.
- Примерокот се сече грубо со чисти ножици од нерѓосувачки челик на чиста подлога и се меша. | The sample is coarsely cut with clean stainless-steel scissors on a clean tray and mixed.
- Се зема една тест порција од 1,000 g сецкана, несеана дрога во тариран, претходно исушен сад за мерење (m_B) и веднаш се мери (G1), за да се ограничи размената на влага. | One test portion of 1.000 g of the cut, unsieved drug is taken into a tared, pre-dried weighing bottle (m_B) and weighed immediately (G1), to limit moisture exchange.



Име на документ | Document name:
ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК
ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2
SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

- Остатокот од примерокот се чува затворен и означен до одобрувањето на записот. | *The remainder of the sample is kept closed and labelled until the record is approved.*

7. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ (a02.2) | Loss on Drying Determination (a02.2)

Параметар Parameter	Вредност Value
Метод Method	Ph. Eur. 2.2.32 (монографија 3028) · метод a02.2 (вакуумска печка) Ph. Eur. 2.2.32 (monograph 3028) · method a02.2 (vacuum oven)
Опрема Equipment	вакуумска печка VO29 (QCWI 018, QCLB 017) · аналитичка вага Shimadzu AUW220D, d = 0,01 mg (QCWI 016, QCLB 008) · ексикатор со активен сушач vacuum oven VO29 (QCWI 018, QCLB 017) · analytical balance Shimadzu AUW220D, d = 0.01 mg (QCWI 016, QCLB 008) · desiccator with active desiccant
Услови Conditions	40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h · над околу 100 g молекуларно сито R 40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h · over about 100 g molecular sieve R
Тест порција Test portion	1,000 g сецкана, несена дрога во претходно исушен тариран сад (m _B); G1 пред сушење 1.000 g of the cut, unsieved drug in a previously dried tared bottle (m _B); G1 before drying
Мерење по 24 h Weighing after 24 h	ладење најмалку 30 min во ексикатор, мерење G2 cool at least 30 min in a desiccator, weigh G2
Константна маса Constant mass	садовите се враќаат во печката за дополнителен период (поглавје 11) и се мерат повторно по ладење; две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg; инаку сушењето продолжува the bottles return to the oven for an additional period (section 11) and are weighed again after cooling; two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg; otherwise drying continues
Пресметка Calculation	$m_0 = G1 - m_B$; $m_1 = G2 - m_B$ со последното G2; $\text{ГПС \%} = (m_0 - m_1) \div m_0 \times 100$; резултат на серија = резултатот од едната порција $m_0 = G1 - m_B$; $m_1 = G2 - m_B$ with the last G2; $\text{LoD \%} = (m_0 - m_1) \div m_0 \times 100$; batch result = the result of the one portion
Критериум Criterion	≤ 12,0 % w/w (QCSP 001) ≤ 12.0 % w/w (QCSP 001)
Надвор од спецификација Out of specification	QCSOP 014 (OOS); резултатот не се заменува со подоцнежна вредност QCSOP 014 (OOS); the result is never papered over by a later value
Известување Reporting	резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати the result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules

8. РАСПОРЕД | Schedule

Ден Day	Активности Activities
Ден 1 Day 1	Пакет 2: прием (QCT 024 D1-RCPT) · инспекција (A03) и мерење пред/после (QCT 021) · етикети · враќање (D1-RET) · примероци во КК (D1-SMP) — Пакет 3: LOD-01 делови А–С, сите порции во печка Package 2: receipt (QCT 024 D1-RCPT) · inspection (A03) and before/after weighing (QCT 021) · labels · return (D1-RET) · samples to QC (D1-SMP) — Package 3: LOD-01 sections A–C, all portions into the oven



Ден Day	Активности Activities
Ден 2 Day 2	LOD-01: ладење најмалку 30 min, мерење по 24 h, дополнителен период и второ мерење до константна маса, резултати (делови D-E) · проверка од второ лице и одобрување LOD-01: cooling at least 30 min, weighing after 24 h, additional period and second weighing to constant mass, results (sections D-E) · second-person check and approval

Датумите се внесуваат ex tempore на записите; деновите не се фиксирани во овој протокол. | Dates are entered ex tempore on the records; the days are not fixed in this protocol.

9. ЗАПИСИ | Records

Извршувањето е во два посебни пакети (Раководител на КК, 06.10.2026), на контролираните обрасци на QCSOP 011 и QASOP_031: Пакет 2 — земање примероци, еден комплет за денот на земање, сите серии на секој образец; Пакет 3 — анализа на губиток при сушење, еден извршен запис (LOD-01) за сите серии анализирани заедно. Секој податок се внесува еднаш, на неговиот изворен образец. | Execution is in two separate packages (Head of QC, 06.10.2026), on the controlled QCSOP 011 and QASOP_031 forms: Package 2 — sampling, one set for the sampling day, every batch on each form; Package 3 — loss-on-drying analysis, one execution record (LOD-01) for all batches analysed together. Each data point is entered once, on its source form.

Чекор Step	Образец Form	Запис Record
Пренос сеф-магацин → просторија за земање Transfer secure warehouse → sampling room	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-RCPT
Визуелна инспекција при отворање, по серија Visual inspection on opening, per batch	QCSOP 011_A03 v7.0	QCSOP 011_A03-___/26
Пред, мострирано и после, по кеса Before, sampled and after, per bag	QCT 021 v01	MLR № ___
Етикета „МОСТРИРАНО“ по кеса “SAMPLED” label per bag	QASOP_031_A05_v1	—
Етикета на примерокот Sample label	QASOP_031_A07	—
Враќање во сеф-магацин Return to the secure warehouse	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-RET
Примероци → КК лабораторија Samples → QC laboratory	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-SMP
Губиток при сушење: прием, опрема, тест порција, мерења, резултати Loss on drying: receipt, equipment, test portion, weighings, results	Пакет 3 Package 3	PP-QC-SP-002/26-LOD-01

10. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ | References

- QCSOP 011 v03 — Мострирање на примероци, ракување и документација (SP-12; §5 r-план; §6.2.1 шифра на примерок). | QCSOP 011 v03 — QC Sampling, Handling and Documentation (SP-12; §5 r-plan; §6.2.1 sample code).
- PP-QC-SP-001/26 — План и извршен протокол за земање примероци (микробиолошка чистота), јули 2026 — истата основа и ознаки. | PP-QC-SP-001/26 — Sampling Plan & Execution Protocol (microbiological purity), July 2026 — the same basis and keys.
- WHO Technical Report Series No. 929 (2005), Annex 4 — Guidelines for sampling of pharmaceutical products and related materials (r-план, $r = 1,5 \cdot \sqrt{N}$; заменет со една кеса по серија, 06.10.2026). | WHO Technical Report Series No. 929 (2005), Annex 4 — Guidelines for sampling of pharmaceutical products and related materials (r-plan, $r = 1.5 \cdot \sqrt{N}$; replaced by one bag per batch, 06.10.2026).
- European Pharmacopoeia: 2.2.32 Loss on drying; 2.8.20 Herbal drugs: sampling and sample preparation; монографија 3028 Cannabis flos; Општи одредби (константна маса). | European Pharmacopoeia: 2.2.32 Loss on drying; 2.8.20 Herbal drugs: sampling and sample preparation; monograph 3028 Cannabis flos; General Notices (constant mass).
- a02.2 — губиток при сушење, Ph. Eur. 2.2.32 во вакуумска печка VO29 (40 °C, 20 ± 2 mbar, 24 h, над молекуларно сито R), STPa02 според QCSOP 009. | a02.2 — loss on drying, Ph. Eur. 2.2.32 in vacuum oven VO29 (40 °C, 20 ± 2 mbar, 24 h, over molecular sieve R), STPa02 under QCSOP 009.
- QCSP 001 — спецификација на производот (губиток при сушење $\leq 12,0$ % w/w); QCSP-RMI-P0005 — спецификација на кесата (нето 400,0 g $\pm$ 3 %). | QCSP 001 — product specification (loss on drying ≤ 12.0 % w/w); QCSP-RMI-P0005 — bag specification (net 400.0 g $\pm$ 3 %).



- EudraLex Vol. 4: Поглавје 6 (контрола на квалитет), Annex 8 (земање примероци), Annex 11 (ALCOA+); ICH Q9(R1). | EudraLex Vol. 4: Chapter 6 (quality control), Annex 8 (sampling), Annex 11 (ALCOA+); ICH Q9(R1).
- QCSOP 014 (OOS); QASOP_031_A05_v1 и A07 (етикети); QCSOP 011_A03 v7.0 (визуелна инспекција); QCT 024 v01 (пренос); QCT 021 v01 (преглед на количини пред и после мострирање). | QCSOP 014 (OOS); QASOP_031_A05_v1 and A07 (labels); QCSOP 011_A03 v7.0 (visual inspection); QCT 024 v01 (transfer); QCT 021 v01 (quantity review before and after sampling).
- Извори на податоци: tranche_assignment_2026-09-18.csv; CoQ_Analysis_Master_v57.xlsx (Reference); quantities_table.tsv (10–11.08.2026); coq_artifact_data.json; batch_dates_2026-09-10.csv. | Data sources: tranche_assignment_2026-09-18.csv; CoQ_Analysis_Master_v57.xlsx (Reference); quantities_table.tsv (10–11.08.2026); coq_artifact_data.json; batch_dates_2026-09-10.csv.

11. ОТВОРЕНИ ТОЧКИ ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК | Open

Items for the Head of QC

- Мастер v57, Reference E216 (GG1024_01 = 0,87 kg) бара поправка; KC102501 — 21,67 kg (мастер) наспроти 16,000 kg (залиха). | Master v57, Reference E216 (GG1024_01 = 0.87 kg) needs correction; KC102501 — 21.67 kg (master) vs 16.000 kg (stock).
- Една тест порција по серија (06.10.2026) наспроти дупликатот од QCSOP 011 v03 §5 (SP-06). | One test portion per batch (06.10.2026) against the duplicate in QCSOP 011 v03 §5 (SP-06).
- Дополнителниот период на сушење за второто мерење (според а02.2 или по негова одлука). | The additional drying period for the second weighing (per a02.2 or by his decision).
- Ознаки: PP-QC-SP-002/26-D1-RCPT/-RET/-SMP за преносите на QCT 024 и PP-QC-SP-002/26-LOD-01 за анализата (или QCT 025, следната слободна QC ознака); броевите на A03 и QCT 021 се од нивните регистри; регистрација на RQS пред земање (QCSOP 011 v03 §6.1.1). | Codes: PP-QC-SP-002/26-D1-RCPT/-RET/-SMP for the QCT 024 transfers and PP-QC-SP-002/26-LOD-01 for the analysis (or QCT 025, the next free QC template code); the A03 and QCT 021 numbers come from their registers; RQS registration before sampling (QCSOP 011 v03 §6.1.1).
- Спарување со халогенскиот анализатор (SAM_a02.1) на истите примероци за верификација на методот во опсегот 5–12 % — ако верификацијата побара HMA мерења на остатокот од примероците, се внесува пред одобрување. | Pairing with the halogen moisture analyser (SAM_a02.1) on the same samples for the method verification in the 5–12 % range — if the verification asks for HMA runs on the sample remainders, it is entered before approval.
- Транша 3 (31 серии) како PP-QC-SP-003/26 по истата постапка; по одобрување овој документ се издава како v1.0 со датум на важност. | Tranche 3 (31 batches) as PP-QC-SP-003/26 on the same procedure; on approval this document is issued as v1.0 with an effective date.

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (Раководител КК) Prepared (QC Head)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	J. Romevska		
Одобрил (Раководител КК) Approved (QC Manager)	B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел QC Department Manager)		