



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Прилог 1 кон LOD-01 — мерења на две ваги

Attachment 1 to LOD-01 — weighings on two balances

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26-LOD-01/A1

Верзија | Ver : IN REVIEW

ПРИЛОГ 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01 • 46 серии • отстапување PP-QC-SP-002/26-DEV-01 | ATTACHMENT 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01 • 46 batches • deviation PP-QC-SP-002/26-DEV-01

Прецизна вага — ID Precision balance — ID	_____	d	0,001 g	Калибрирана до Calibrated until	_____	Дневна проверка Daily check	[]
Аналитичка вага Analytical balance	Shimadzu AUW220D	d	0,01 mg	Калибрирана до Calibrated until	_____	Дневна проверка Daily check	[]
m_B измерено на m_B weighed on	[] прецизна вага precision balance [] AUW220D			G1 измерено на G1 weighed on	прецизна вага (ID погоре) precision balance (ID above)		
Контролен тег — номинално Check weight — nominal	_____	на прецизна on precision	_____	на AUW220D on AUW220D	_____	Датум и час Date and time	_____

Секој сад се мери затворен: прво на прецизната вага, веднаш потоа на AUW220D, по ист редослед за сите садови; часот се запишува. Контролниот тег (близу масата на садот со примерок) се мери на двете ваги пред првото мерење. | Every bottle is weighed stoppered: first on the precision balance, straight after on the AUW220D, in the same order for all bottles; the time is written. The check weight (close to the mass of bottle and sample) is weighed on both balances before the first weighing.

Nº	Серија Batch	Сад бр. Bottle No.	G2 24 h прецизна precision g	G2 24 h AUW220D g	Час Time	G2 следно прецизна next, precision g	G2 следно AUW220D next, AUW220D g	Час Time	Δ mg (AUW220D)	Иниц. Init.
1	BG1024									
2	BSS1024									
3	GG1024_01									
4	HRA1024									
5	OPM1024									
6	GG1024									
7	PM092501									
8	MB0824_05									
9	OMP1024_01									
10	OPM1024_03									
11	CJ052501/01									
12	CJ062501/2									
13	CJ082501/2									
14	GP052501									



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Прилог 1 кон LOD-01 — мерења на две ваги

Attachment 1 to LOD-01 — weighings on two balances

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26-LOD-
01/A1

Верзија | Ver : IN REVIEW

Nº	Серија Batch	Сад бр. Bottle No.	G2 24 h прецизна precision g	G2 24 h AUW220D g	Час Time	G2 следно прецизна next, precision g	G2 следно AUW220D next, AUW220D g	Час Time	Δ mg (AUW220D)	Иниц. Init.
15	GP0824_02									
16	GP082501/2									
17	HPA1024_01									
18	J31102501									
19	JD112501									
20	OPM1024_02									
21	OPM122501									
22	ACC102501									
23	BSS052501									
24	CF102501									
25	CJ062501/1									
26	CJ082501/1									
27	CJ092501									
28	GP072501/2									
29	GP0824_03									
30	GP082501/1									
31	GP092501									
32	GRC102501/2									
33	HPA052501									
34	KC102501									
35	PM112501									
36	PUM102501									
37	SCR112501									



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Прилог 1 кон LOD-01 — мерења на две ваги
Attachment 1 to LOD-01 — weighings on two balances

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26-LOD-01/A1

Верзија | Ver : **IN REVIEW**

Nº	Серија Batch	Сад бр. Bottle No.	G2 24 h прецизна precision g	G2 24 h AUW220D g	Час Time	G2 следно прецизна next, precision g	G2 следно AUW220D next, AUW220D g	Час Time	Δ mg (AUW220D)	Иниц. Init.
38	WC082501									
39	FB012602									
40	GG012603									
41	SCR012603									
42	CC012603									
43	FB012601/1									
44	JD012603/01									
45	JD012603/02									
46	JD012603/02V									
Дополнителни мерења до константна маса Further weighings to constant mass										
Nº	Ред Nº Row No.	G2 прецизна precision g	G2 AUW220D g	Δ mg (AUW220D)	Датум и час Date and time	Иниц. Init.				
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Прилог 1 кон LOD-01 — мерења на две ваги

Attachment 1 to LOD-01 — weighings on two balances

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26-LOD-01/A1

Верзија | Ver : **IN REVIEW**

Резултатот е од истата прецизна вага: $m_0 = G1 - m_B$; $m_1 = G2$ (последно, прецизна) $- m_B$; $\text{ГПС \%} = (m_0 - m_1) \div m_0 \times 100 = (G1 - G2) \div m_0 \times 100$. Во табела D на LOD-01 колоните G2 ги носат мерењата на прецизната вага; Δ се препишува од овој прилог. Константна маса се оценува на AUW220D: две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg. Одлука по PP-QC-SP-002/26-DEV-01: $\leq 11,7\%$ одговара; 11,8–12,3 % повторување во целост на AUW220D од остатокот на примерокот; $> 12,3\%$ OOS по QCSOP 014. | The result is from the same precision balance: $m_0 = G1 - m_B$; $m_1 = G2$ (last, precision) $- m_B$; $\text{LoD \%} = (m_0 - m_1) \div m_0 \times 100 = (G1 - G2) \div m_0 \times 100$. In table D of LOD-01 the G2 columns carry the precision-balance readings; Δ is transcribed from this attachment. Constant mass is judged on the AUW220D: two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg. Decision per PP-QC-SP-002/26-DEV-01: $\leq 11.7\%$ conforms; 11.8–12.3 % full repeat on the AUW220D from the sample remainder; $> 12.3\%$ OOS per QCSOP 014.

Потпис за прилог 1 | Sign-off for attachment 1

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			