



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-01

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

ИЗВРШЕН ЗАПИС | EXECUTION RECORD | Loss on Drying — samples of sampling Day 1

Извршен запис — губиток при сушење, примероци од ден на земање 1

Execution record — loss on drying, samples of sampling day 1

Сите серии анализирани заедно | All batches analysed together

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА | IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE

Верзија | Version: IN REVIEW • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Запис бр. Record No.	PP-QC-SP-002/26-LOD-01
План Plan	PP-QC-SP-002/26 • Транша 1 и 2 Tranches 1 and 2
Примероци Samples	QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D1-SMP • 23 збирни примероци 23 composite samples
Тест порции Σk Test portions Σk	44
Метод Method	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) • a02.2 • 40 °C • 20 ± 2 mbar • 24 h • молекуларно сито R molecular sieve R
Критериум Criterion	≤ 12,0 % w/w (QCSP 001) ≤ 12.0 % w/w (QCSP 001)
Влез во печка / мерење 24 h / второ мерење Oven in / 24-h weighing / second weighing	_____ / _____ / _____
Аналитичар Analyst	Hristina Cekic (KK аналитичар QC Analyst)

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (Раководител KK QC Head)	B. Nikolov, M.Pharm.		
Проверил Checked (QA)	J. Romevska		
Одобрил Approved (Раководител на KK оддел QC Department Manager)	B. Nikolov, M.Pharm.		

Контролиран документ | Controlled document



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-01

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

A. ПРИЕМ НА ПРИМЕРОЦИТЕ | Receipt of the Samples

№	Серија Batch	Р лот P lot	Сорта Strain	Шифра на примерок Sample code	AM02.2 ознака AM02.2 analysis ID	Збиен g (QCT 021) Composite g	k	Состојба Condition	Иниц./час Init./time
1	BG1024	—	Blue Gelato	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_BG1024		2	[] затворен, означен closed, labelled	
2	BSS1024	—	Blue Sunset Sherbet	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_BSS1024		2	[] затворен, означен closed, labelled	
3	GG1024_01	P050092	Gorilla Glue	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050092		3	[] затворен, означен closed, labelled	
4	PM092501	P060062	Permanent Marker	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060062		1	[] затворен, означен closed, labelled	
5	MB0824_05	P050112	Motor Breath	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050112		3	[] затворен, означен closed, labelled	
6	OMP1024_01	P050042	Orange Punch Mimosa	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050042		3	[] затворен, означен closed, labelled	
7	HPA1024_01	P050052	High Pro Amnesia	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050052		2	[] затворен, означен closed, labelled	
8	JD112501	P060212	Jelly Donuts	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060212		2	[] затворен, означен closed, labelled	
9	OPM1024_02	P050062	Orange Punch Mimosa	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050062		2	[] затворен, означен closed, labelled	
10	OPM122501	P060242	Orange Punch Mimosa	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060242		2	[] затворен, означен closed, labelled	
11	BSS052501	P050192	Blue Sunset Sherbet	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050192		3	[] затворен, означен closed, labelled	
12	CF102501	P060132	Chem Flyer	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060132		2	[] затворен, означен closed, labelled	
13	CJ062501/1	P050222	Cap Junky	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050222		2	[] затворен, означен closed, labelled	
14	CJ092501	P060072	Cap Junky	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060072		1	[] затворен, означен closed, labelled	
15	GP092501	P060092	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060092		3	[] затворен, означен closed, labelled	
16	GRC102501/2	P060182	Grapes And Cream	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060182		1	[] затворен, означен closed, labelled	
17	KC102501	P060172	Kush Crasher	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060172		1	[] затворен, означен closed, labelled	
18	PM112501	P060232	Permanent Marker	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060232		2	[] затворен, означен closed, labelled	
19	WC082501	P060012	Wedding Crusher	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060012		2	[] затворен, означен closed, labelled	
20	GG012603	P060402	Gorilla Glue	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060402		1	[] затворен, означен closed, labelled	
21	CC012603	P060372	Cash Cow	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060372		2	[] затворен, означен closed, labelled	



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-01

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

№	Серија Batch	Р лот P lot	Сорта Strain	Шифра на примерок Sample code	AM02.2 ознака AM02.2 analysis ID	Збирен g (QCT 021) Composite g	k	Состојба Condition	Иниц./час Init./time
22	JD012603/01	P060362	Jelly Donuts	____/26_SFR-PC-____	____ _AM02.2_P060362		1	[] затворен, означен closed, labelled	
23	JD012603/02V	P060422	Jelly Donuts	____/26_SFR-PC-____	____ _AM02.2_P060422		1	[] затворен, означен closed, labelled	

Примероците се примени на QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D1-SMP. Масата на збирниот примерок се препишува од QCT 021 (ВКУПНО по серија). Шифрата на примерокот е од етикетата (QCSOP 011); AM02.2 ознаката е аналитичката ознака на записите за AM02.2, со датумот на прием (ддммгг). | The samples are received on QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D1-SMP. The composite mass is transcribed from QCT 021 (TOTAL per batch). The sample code is the label's (QCSOP 011); the AM02.2 analysis ID is the analytical ID of the AM02.2 records, with the date of receipt (ddmmyy).

Потпис за делот А (прием) | Sign-off for section A (receipt)

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			

В. ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛОВИ | Equipment, Materials and Conditions

Вакуумска печка — ID / статус на квалификација Vacuum oven — ID / qualification status	VO29 (QCWI 018 · дневник logbook QCLB 017) / _____
Поставени услови Set conditions	40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h (постигнато achieved: ____ °C · ____ mbar)
Молекуларно сито R во печката, околу 100 g, активно Molecular sieve R in the oven, about 100 g, active	[]
Аналитичка вага — ID / калибрација до / дневна проверка Analytical balance — ID / calibration until / daily check	Shimadzu AUW220D, d = 0,01 mg (QCWI 016 · дневник logbook QCLB 008) / _____ / []
Контролен тег — номинално / измерено Check weight — nominal / found	____ / _____
Ексикатор / ексикант Desiccator / desiccant	____ / [] активен active
Ладење во ексикатор пред секое мерење, најмалку 30 min Cooling in the desiccator before every weighing, at least 30 min	[]
Садови за мерење — бр. / претходно исушени под условите на методот Weighing bottles — nos. / previously dried under the method conditions	____ / []
Прибор за сечење / подлога Cutting tools / tray	нерѓосувачки челик, чисти и суви [] stainless steel, clean and dry []
Амбиентални услови (°C, % RH) Ambient conditions (°C, % RH)	_____

Потпис за делот В | Sign-off for section B

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			



C. ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ | Homogenisation and Test Portions

- Сите цветови на серијата се сечат грубо со чисти ножици на чиста подлога и се мешаат со четвртирање, двапати (израмнување, четири четвртини, спротивните четвртини се спојуваат). | All flowers of the batch are coarsely cut with clean scissors on a clean tray and mixed by quartering, twice (flatten, four quarters, opposite quarters recombined).
- Од различни четвртини се земаат k тест порции од 1.000 g сецкана, несеана дрога во претходно исушени тарирани садови (m_B) и веднаш се мерат (G1). | From different quarters, k test portions of 1.000 g of the cut, unsieved drug are taken into previously dried, tared bottles (m_B) and weighed at once (G1).
- Остатокот се чува затворен и означен до одобрувањето на овој запис. | The remainder is kept closed and labelled until this record is approved.

Nº	Серија Batch	Сечење Cutting	Четвртирање x2 Quartering x2	Порции k Portions k	Остаток затворен, означен Remainder closed, labelled	Иниц./час Init./time
1	BG1024	[]	[]	2	[]	
2	BSS1024	[]	[]	2	[]	
3	GG1024_01	[]	[]	3	[]	
4	PM092501	[]	[]	1	[]	
5	MB0824_05	[]	[]	3	[]	
6	OMP1024_01	[]	[]	3	[]	
7	HRA1024_01	[]	[]	2	[]	
8	JD112501	[]	[]	2	[]	
9	OPM1024_02	[]	[]	2	[]	
10	OPM122501	[]	[]	2	[]	
11	BSS052501	[]	[]	3	[]	
12	CF102501	[]	[]	2	[]	
13	CJ062501/1	[]	[]	2	[]	
14	CJ092501	[]	[]	1	[]	
15	GP092501	[]	[]	3	[]	
16	GRC102501/2	[]	[]	1	[]	
17	KC102501	[]	[]	1	[]	
18	PM112501	[]	[]	2	[]	
19	WC082501	[]	[]	2	[]	
20	GG012603	[]	[]	1	[]	
21	CC012603	[]	[]	2	[]	
22	JD012603/01	[]	[]	1	[]	
23	JD012603/02V	[]	[]	1	[]	

Потпис за делот C | Sign-off for section C

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-01

Верзија | Ver: IN
REVIEW

D. МЕРЕЊА И РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕСТ ПОРЦИЈА | Weighings and Results per Test Portion

Nº	Серија Batch	Порциј а Portion	Сад бр. Bottle No.	m_B g	G1 g	m ₀ g	G2 (24 h) g	G2 (следно) G2 (next) g	Δ mg	m ₁ g	ГnC % LoD %	Средно % Mean %
1	BG1024	1/2										
2	BG1024	2/2										
3	BSS1024	1/2										
4	BSS1024	2/2										
5	GG1024_01	1/3										
6	GG1024_01	2/3										
7	GG1024_01	3/3										
8	PM092501	1/1										
9	MB0824_05	1/3										
10	MB0824_05	2/3										
11	MB0824_05	3/3										
12	OMP1024_01	1/3										
13	OMP1024_01	2/3										
14	OMP1024_01	3/3										
15	HPA1024_01	1/2										
16	HPA1024_01	2/2										
17	JD112501	1/2										
18	JD112501	2/2										
19	OPM1024_02	1/2										
20	OPM1024_02	2/2										
21	OPM122501	1/2										
22	OPM122501	2/2										
23	BSS052501	1/3										
24	BSS052501	2/3										
25	BSS052501	3/3										
26	CF102501	1/2										
27	CF102501	2/2										
28	CJ062501/1	1/2										
29	CJ062501/1	2/2										
30	CJ092501	1/1										
31	GP092501	1/3										
32	GP092501	2/3										
33	GP092501	3/3										
34	GRC102501/2	1/1										
35	KC102501	1/1										
36	PM112501	1/2										



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-01

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

№	Серија Batch	Порција a Portion	Сад бр. Bottle No.	m_B g	G1 g	m ₀ g	G2 (24 h) g	G2 (следно) G2 (next) g	Δ mg	m ₁ g	ГПС % LoD %	Средно % Mean %
37	PM112501	2/2										
38	WC082501	1/2										
39	WC082501	2/2										
40	GG012603	1/1										
41	CC012603	1/2										
42	CC012603	2/2										
43	JD012603/01	1/1										
44	JD012603/02V	1/1										

m_B = празен претходно исушен сад; G1 = сад + примерок пред сушење; m₀ = G1 - m_B; G2 = сад + примерок по сушење (40 °C · 20 ± 2 mbar над молекуларно сито R, ладење најмалку 30 min во ексикатор пред секое мерење); m₁ = G2 - m_B со последното G2; ГПС % = (m₀ - m₁) ÷ m₀ × 100. Константна маса: две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg (Δ); ако не, сушењето продолжува и мерењата се внесуваат во табелата подолу. Средната вредност од k порции е резултатот на серијата. Резултат надвор од спецификација → QCSOP 014 и дел F. | m_B = empty, previously dried bottle; G1 = bottle + sample before drying; m₀ = G1 - m_B; G2 = bottle + sample after drying (40 °C · 20 ± 2 mbar over molecular sieve R, cooled at least 30 min in the desiccator before every weighing); m₁ = G2 - m_B with the last G2; LoD % = (m₀ - m₁) ÷ m₀ × 100. Constant mass: two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg (Δ); if not, drying continues and the weighings go in the table below. The mean of k portions is the batch result. An out-of-specification result → QCSOP 014 and section F.

Дополнителни мерења до константна маса Further weighings to constant mass					
№	Порција № (табела D) Portion No. (table D)	G2 g	Δ mg	Датум и час Date and time	Иниц. Init.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Потпис за делот D (определување) | Sign-off for section D (determination)

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			

Е. РЕЗУЛТАТИ ПО СЕРИЈА | Results per Batch

№	Серија Batch	Р лот P lot	k	Средно ГПС % Mean LoD %	Критериум Criterion	Одговара Conforms	Сушење од-до Drying from-to	Иниц. Init.
1	BG1024	—	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
2	BSS1024	—	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
3	GG1024_01	P050092	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-01

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

№	Серија Batch	Р лот P lot	k	Средно ГпС % Mean LoD %	Критериум Criterion	Одговара Conforms	Сушење од-до Drying from-to	Иниц. Init.
4	PM092501	P060062	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
5	MB0824_05	P050112	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
6	OMP1024_01	P050042	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
7	HPA1024_01	P050052	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
8	JD112501	P060212	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
9	OPM1024_02	P050062	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
10	OPM122501	P060242	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
11	BSS052501	P050192	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
12	CF102501	P060132	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
13	CJ062501/1	P050222	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
14	CJ092501	P060072	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
15	GP092501	P060092	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
16	GRC102501/2	P060182	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
17	KC102501	P060172	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
18	PM112501	P060232	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
19	WC082501	P060012	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
20	GG012603	P060402	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
21	CC012603	P060372	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
22	JD012603/01	P060362	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
23	JD012603/02V	P060422	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		

Резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати. | The result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules.

F. ОТСТАПУВАЊА / OOS | Deviations / OOS

№	Серија / порција Batch / portion	Опис Description	Дејство Action	Иниц./датум Init./date
1				
2				
3				
4				
5				
6				

„Нема отстапувања | No deviations“ се запишува ако табелата останува празна. Отстапувањата се водат по PP-QA-SOP-003; OOS по QCSOP 014. | “No deviations” is written if the table stays empty. Deviations follow PP-QA-SOP-003; OOS follows QCSOP 014.



**ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ —
ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 1**

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 1

G. ЗАКЛУЧНИ ПОТПИСИ | Closing Sign-offs

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (КК аналитичар) Executed (QC Analyst)	_____		
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	J. Romevska		
Одобрил (Раководител КК) Approved (QC Manager)	B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел QC Department Manager)		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-02

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

ИЗВРШЕН ЗАПИС | EXECUTION RECORD | Loss on Drying — samples of sampling Day 2

Извршен запис — губиток при сушење, примероци од ден на земање 2

Execution record — loss on drying, samples of sampling day 2

Сите серии анализирани заедно | All batches analysed together

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА | IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE

Верзија | Version: IN REVIEW • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Запис бр. Record No.	PP-QC-SP-002/26-LOD-02
План Plan	PP-QC-SP-002/26 • Транша 1 и 2 Tranches 1 and 2
Примероци Samples	QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D2-SMP • 23 збирни примероци 23 composite samples
Тест порции Σk Test portions Σk	44
Метод Method	Ph. Eur. 2.2.32 (3028) • a02.2 • 40 °C • 20 ± 2 mbar • 24 h • молекуларно сито R molecular sieve R
Критериум Criterion	≤ 12,0 % w/w (QCSP 001) ≤ 12.0 % w/w (QCSP 001)
Влез во печка / мерење 24 h / второ мерење Oven in / 24-h weighing / second weighing	_____ / _____ / _____
Аналитичар Analyst	Hristina Cekic (KK аналитичар QC Analyst)

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (Раководител KK QC Head)	B. Nikolov, M.Pharm.		
Проверил Checked (QA)	J. Romevska		
Одобрил Approved (Раководител на KK оддел QC Department Manager)	B. Nikolov, M.Pharm.		

Контролиран документ | Controlled document



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-02

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

A. ПРИЕМ НА ПРИМЕРОЦИТЕ | Receipt of the Samples

№	Серија Batch	Р лот P lot	Сорта Strain	Шифра на примерок Sample code	AM02.2 ознака AM02.2 analysis ID	Збиен g (QCT 021) Composite g	k	Состојба Condition	Иниц./час Init./time
1	HPA1024	—	High Pro Amnesia	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_HPA1024		2	[] затворен, означен closed, labelled	
2	OPM1024	—	Orange Punch Mimosa	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_OPM1024		2	[] затворен, означен closed, labelled	
3	GG1024	—	Gorilla Glue	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_GG1024		2	[] затворен, означен closed, labelled	
4	OPM1024_03	P050082	Orange Punch Mimosa	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050082		3	[] затворен, означен closed, labelled	
5	CJ052501/01	P050162	Cap Junky	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050162		2	[] затворен, означен closed, labelled	
6	CJ062501/2	P050212	Cap Junky	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050212		2	[] затворен, означен closed, labelled	
7	CJ082501/2	P060032	Cap Junky	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060032		1	[] затворен, означен closed, labelled	
8	GP052501	P050152	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050152		2	[] затворен, означен closed, labelled	
9	GP0824_02	P050022	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050022		3	[] затворен, означен closed, labelled	
10	GP082501/2	P050322	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050322		1	[] затворен, означен closed, labelled	
11	J31102501	P060152	Jokerz 31	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060152		1	[] затворен, означен closed, labelled	
12	ACC102501	P060122	Amnesia Core Cut	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060122		1	[] затворен, означен closed, labelled	
13	CJ082501/1	P060022	Cap Junky	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060022		2	[] затворен, означен closed, labelled	
14	GP072501/2	P050302	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050302		1	[] затворен, означен closed, labelled	
15	GP0824_03	P050072	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050072		3	[] затворен, означен closed, labelled	
16	GP082501/1	P050312	Grape Pie	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050312		3	[] затворен, означен closed, labelled	
17	HPA052501	P050182	High Pro Amnesia	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P050182		3	[] затворен, означен closed, labelled	
18	PUM102501	P060112	Pure Michigen	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060112		2	[] затворен, означен closed, labelled	
19	SCR112501	P060282	Scrambler	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060282		1	[] затворен, означен closed, labelled	
20	FB012602	P060352	Fat Bastard	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060352		2	[] затворен, означен closed, labelled	
21	SCR012603	P060382	Scrambler	____/26_SFR-PC-____	_____ _AM02.2_P060382		2	[] затворен, означен closed, labelled	



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-02

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

№	Серија Batch	Р лот P lot	Сорта Strain	Шифра на примерок Sample code	AM02.2 ознака AM02.2 analysis ID	Збирен g (QCT 021) Composite g	k	Состојба Condition	Иниц./час Init./time
22	FB012601/1	P060322	Fat Bastard	____/26_SFR-PC-____	____ _AM02.2_P060322		1	[] затворен, означен closed, labelled	
23	JD012603/02	P060412	Jelly Donuts	____/26_SFR-PC-____	____ _AM02.2_P060412		2	[] затворен, означен closed, labelled	

Примероците се примени на QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D2-SMP. Масата на збирниот примерок се препишува од QCT 021 (ВКУПНО по серија). Шифрата на примерокот е од етикетата (QCSOP 011); AM02.2 ознаката е аналитичката ознака на записите за AM02.2, со датумот на прием (ддммгг). | The samples are received on QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D2-SMP. The composite mass is transcribed from QCT 021 (TOTAL per batch). The sample code is the label's (QCSOP 011); the AM02.2 analysis ID is the analytical ID of the AM02.2 records, with the date of receipt (ddmmyy).

Потпис за делот А (прием) | Sign-off for section A (receipt)

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			

В. ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛОВИ | Equipment, Materials and Conditions

Вакуумска печка — ID / статус на квалификација Vacuum oven — ID / qualification status	VO29 (QCWI 018 · дневник logbook QCLB 017) / _____
Поставени услови Set conditions	40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h (постигнато achieved: ____ °C · ____ mbar)
Молекуларно сито R во печката, околу 100 g, активно Molecular sieve R in the oven, about 100 g, active	[]
Аналитичка вага — ID / калибрација до / дневна проверка Analytical balance — ID / calibration until / daily check	Shimadzu AUW220D, d = 0,01 mg (QCWI 016 · дневник logbook QCLB 008) / _____ / []
Контролен тег — номинално / измерено Check weight — nominal / found	____ / _____
Ексикатор / ексикант Desiccator / desiccant	____ / [] активен active
Ладење во ексикатор пред секое мерење, најмалку 30 min Cooling in the desiccator before every weighing, at least 30 min	[]
Садови за мерење — бр. / претходно исушени под условите на методот Weighing bottles — nos. / previously dried under the method conditions	____ / []
Прибор за сечење / подлога Cutting tools / tray	нерѓосувачки челик, чисти и суви [] stainless steel, clean and dry []
Амбиентални услови (°C, % RH) Ambient conditions (°C, % RH)	_____

Потпис за делот В | Sign-off for section B

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			



C. ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ | Homogenisation and Test Portions

- Сите цветови на серијата се сечат грубо со чисти ножици на чиста подлога и се мешаат со четвртирање, двапати (израмнување, четири четвртини, спротивните четвртини се спојуваат). | All flowers of the batch are coarsely cut with clean scissors on a clean tray and mixed by quartering, twice (flatten, four quarters, opposite quarters recombined).
- Од различни четвртини се земаат k тест порции од 1.000 g сецкана, несеана дрога во претходно исушени тарирани садови (m_B) и веднаш се мерат (G1). | From different quarters, k test portions of 1.000 g of the cut, unsieved drug are taken into previously dried, tared bottles (m_B) and weighed at once (G1).
- Остатокот се чува затворен и означен до одобрувањето на овој запис. | The remainder is kept closed and labelled until this record is approved.

Nº	Серија Batch	Сечење Cutting	Четвртирање x2 Quartering x2	Порции k Portions k	Остаток затворен, означен Remainder closed, labelled	Иниц./час Init./time
1	HRA1024	[]	[]	2	[]	
2	OPM1024	[]	[]	2	[]	
3	GG1024	[]	[]	2	[]	
4	OPM1024_03	[]	[]	3	[]	
5	CJ052501/01	[]	[]	2	[]	
6	CJ062501/2	[]	[]	2	[]	
7	CJ082501/2	[]	[]	1	[]	
8	GP052501	[]	[]	2	[]	
9	GP0824_02	[]	[]	3	[]	
10	GP082501/2	[]	[]	1	[]	
11	J31102501	[]	[]	1	[]	
12	ACC102501	[]	[]	1	[]	
13	CJ082501/1	[]	[]	2	[]	
14	GP072501/2	[]	[]	1	[]	
15	GP0824_03	[]	[]	3	[]	
16	GP082501/1	[]	[]	3	[]	
17	HRA052501	[]	[]	3	[]	
18	PUM102501	[]	[]	2	[]	
19	SCR112501	[]	[]	1	[]	
20	FB012602	[]	[]	2	[]	
21	SCR012603	[]	[]	2	[]	
22	FB012601/1	[]	[]	1	[]	
23	JD012603/02	[]	[]	2	[]	

Потпис за делот C | Sign-off for section C

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-02

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

D. МЕРЕЊА И РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕСТ ПОРЦИЈА | Weighings and Results per Test Portion

Nº	Серија Batch	Порциј а Portion	Сад бр. Bottle No.	m_B g	G1 g	m_0 g	G2 (24 h) g	G2 (следно) G2 (next) g	Δ mg	m_1 g	ГПС % LoD %	Средно % Mean %
1	HPA1024	1/2										
2	HPA1024	2/2										
3	OPM1024	1/2										
4	OPM1024	2/2										
5	GG1024	1/2										
6	GG1024	2/2										
7	OPM1024_03	1/3										
8	OPM1024_03	2/3										
9	OPM1024_03	3/3										
10	CJ052501/01	1/2										
11	CJ052501/01	2/2										
12	CJ062501/2	1/2										
13	CJ062501/2	2/2										
14	CJ082501/2	1/1										
15	GP052501	1/2										
16	GP052501	2/2										
17	GP0824_02	1/3										
18	GP0824_02	2/3										
19	GP0824_02	3/3										
20	GP082501/2	1/1										
21	J31102501	1/1										
22	ACC102501	1/1										
23	CJ082501/1	1/2										
24	CJ082501/1	2/2										
25	GP072501/2	1/1										
26	GP0824_03	1/3										
27	GP0824_03	2/3										
28	GP0824_03	3/3										
29	GP082501/1	1/3										
30	GP082501/1	2/3										
31	GP082501/1	3/3										
32	HPA052501	1/3										
33	HPA052501	2/3										
34	HPA052501	3/3										
35	PUM102501	1/2										
36	PUM102501	2/2										



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-02

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

№	Серија Batch	Порција а Portion	Сад бр. Bottle No.	m_B g	G1 g	m ₀ g	G2 (24 h) g	G2 (следно) G2 (next) g	Δ mg	m ₁ g	ГПС % LoD %	Средно % Mean %
37	SCR112501	1/1										
38	FB012602	1/2										
39	FB012602	2/2										
40	SCR012603	1/2										
41	SCR012603	2/2										
42	FB012601/1	1/1										
43	JD012603/02	1/2										
44	JD012603/02	2/2										

m_B = празен претходно исушен сад; G1 = сад + примерок пред сушење; m₀ = G1 - m_B; G2 = сад + примерок по сушење (40 °C · 20 ± 2 mbar над молекуларно сито R, ладење најмалку 30 min во ексикатор пред секое мерење); m₁ = G2 - m_B со последното G2; ГПС % = (m₀ - m₁) ÷ m₀ × 100. Константна маса: две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg (Δ); ако не, сушењето продолжува и мерењата се внесуваат во табелата подолу. Средната вредност од k порции е резултатот на серијата. Резултат надвор од спецификација → QCSOP 014 и дел F. | m_B = empty, previously dried bottle; G1 = bottle + sample before drying; m₀ = G1 - m_B; G2 = bottle + sample after drying (40 °C · 20 ± 2 mbar over molecular sieve R, cooled at least 30 min in the desiccator before every weighing); m₁ = G2 - m_B with the last G2; LoD % = (m₀ - m₁) ÷ m₀ × 100. Constant mass: two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg (Δ); if not, drying continues and the weighings go in the table below. The mean of k portions is the batch result. An out-of-specification result → QCSOP 014 and section F.

Дополнителни мерења до константна маса Further weighings to constant mass					
№	Порција № (табела D) Portion No. (table D)	G2 g	Δ mg	Датум и час Date and time	Иниц. Init.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Потпис за делот D (определување) | Sign-off for section D (determination)

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) Executed & entered raw data (Operator/Analyst)			
Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) Checked & approved this record (QC Department Manager)			

Е. РЕЗУЛТАТИ ПО СЕРИЈА | Results per Batch

№	Серија Batch	Р лот P lot	k	Средно ГПС % Mean LoD %	Критериум Criterion	Одговара Conforms	Сушење од-до Drying from-to	Иниц. Init.
1	HRA1024	—	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
2	OPM1024	—	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
3	GG1024	—	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-LOD-02

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

№	Серија Batch	Р лот P lot	k	Средно ГпС % Mean LoD %	Критериум Criterion	Одговара Conforms	Сушење од-до Drying from-to	Иниц. Init.
4	OPM1024_03	P050082	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
5	CJ052501/01	P050162	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
6	CJ062501/2	P050212	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
7	CJ082501/2	P060032	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
8	GP052501	P050152	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
9	GP0824_02	P050022	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
10	GP082501/2	P050322	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
11	J31102501	P060152	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
12	ACC102501	P060122	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
13	CJ082501/1	P060022	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
14	GP072501/2	P050302	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
15	GP0824_03	P050072	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
16	GP082501/1	P050312	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
17	HPA052501	P050182	3		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
18	PUM102501	P060112	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
19	SCR112501	P060282	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
20	FB012602	P060352	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
21	SCR012603	P060382	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
22	FB012601/1	P060322	1		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		
23	JD012603/02	P060412	2		≤ 12,0 %	[] да yes [] не no		

Резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати. | The result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules.

F. ОТСТАПУВАЊА / OOS | Deviations / OOS

№	Серија / порција Batch / portion	Опис Description	Дејство Action	Иниц./датум Init./date
1				
2				
3				
4				
5				
6				

„Нема отстапувања | No deviations“ се запишува ако табелата останува празна. Отстапувањата се водат по PP-QA-SOP-003; OOS по QCSOP 014. | “No deviations” is written if the table stays empty. Deviations follow PP-QA-SOP-003; OOS follows QCSOP 014.



**ИЗВРШЕН ЗАПИС — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ —
ПРИМЕРОЦИ ОД ДЕН 2**

EXECUTION RECORD — LOSS ON DRYING — SAMPLES OF DAY 2

G. ЗАКЛУЧНИ ПОТПИСИ | Closing Sign-offs

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (КК аналитичар) Executed (QC Analyst)	_____		
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	J. Romevska		
Одобрил (Раководител КК) Approved (QC Manager)	B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел QC Department Manager)		