



СЛУЖБЕНА ИНФОРМАЦИЈА | OFFICIAL INFORMATION NOTE

**Отстапување при почетното мерење на примероците за губиток при
сушење и повторување на сите 46 анализи**

Deviation in the initial weighing of the loss-on-drying samples and repeat of all 46 analyses

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА | IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE

Верзија | Version: **IN REVIEW** Датум на важност | Effective date: —

Документ бр. Document No.	PP-QC-SP-002/26-INF-01
До To	Главен извршен директор и извршен менаџмент CEO and executive management
Од From	B. Nikolov, M.Pharm. — Раководител на КК Head of QC
Датум Date	07.10.2026
Предмет Subject	Губиток при сушење пред испорака, Транша 1 и 2 (46 серии): отстапување PP-QC-SP-002/26-DEV-01 и повторување PP-QC-SP-002/26-LOD-01R Loss on drying before shipment, Tranches 1 and 2 (46 batches): deviation PP-QC-SP-002/26-DEV-01 and repeat PP-QC-SP-002/26-LOD-01R
Намена Purpose	За информација; потврда за прием во делот 7 For information; acknowledgement of receipt in section 7

1. ЦЕЛ | Purpose

Со оваа информација раководството се известува за отстапувањето при почетното мерење на примероците во првото сушење за губиток при сушење (ГПС) на Транша 1 и 2, за мерките преземени пред мерењето по 24 h, за тоа што покажуваат пресметаните вредности и зошто сите 46 анализи треба да се повторат за да се добијат службени, документирани резултати пред испорака. | This note informs management of the deviation in the initial weighing of the samples in the first loss-on-drying (LoD) run of Tranches 1 and 2, the measures taken before the 24-h weighing, what the calculated values show, and why all 46 analyses must be repeated to obtain official, documented results before shipment.

2. ШТО СЕ СЛУЧИ | What Happened

Пред испораката на Транша 1 (20 серии) и Транша 2 (26 серии), ГПС на сите 46 серии се определува во КК лабораторијата по методот a02.2: по една тест порција од околу 1,000 g од секоја серија, сите во едно сушење во вакуумската печка VO29 на 40 °C и 20 ± 2 mbar над молекуларно сито R во тек на 24 h, ладење најмалку 30 min во ексикатор; ГПС % = $(G1 - G2) \div m_o \times 100$. Методот бара вага што чита најмалку четири децимали (0,1 mg) — аналитичката вага Shimadzu AUW220D. | Before Tranche 1 (20 batches) and Tranche 2 (26 batches) ship, the LoD of all 46 batches is determined in the QC laboratory by method a02.2: one test portion of about 1.000 g per batch, all in one run in vacuum oven VO29 at 40 °C and 20 ± 2 mbar over molecular sieve R for 24 h, cooled at least 30 min in a desiccator; LoD % = $(G1 - G2) \div m_o \times 100$. The method requires a balance reading at least four decimals (0.1 mg): the Shimadzu AUW220D analytical balance.

- Отстапување: во првото сушење (PP-QC-SP-002/26-LOD-01, започнато на 05.10.2026) празниот сад (m_B) и тест порцијата од околу 1 g ($G1$) на сите 46 порции се измерени на прецизната вага, која чита три децимали ($d = 1$ mg), наместо на AUW220D. | Deviation: in the first run (PP-QC-SP-002/26-LOD-01, started 05.10.2026) the empty bottle (m_B) and the ~1 g test portion ($G1$) of all 46 portions were weighed on the precision balance, which reads three decimals ($d = 1$ mg), instead of the AUW220D.
- Откриено на 06.10.2026, за време на сушењето — пред мерењето по 24 h и пред каква било пресметка на резултат — и заведено како отстапување PP-QC-SP-002/26-DEV-01. | Found on 06.10.2026, during drying — before the 24-h weighing and before any result was calculated — and recorded as deviation PP-QC-SP-002/26-DEV-01.

3. ВЕДНАШНИ МЕРКИ ПРЕД МЕРЕЊЕТО ПО 24 h | Immediate Measures

- Мерењето по 24 h ($G2$) е направено на истата прецизна вага, така што сите три мерења во резултатот (m_B , $G1$, $G2$) се од една вага и разликата меѓу двете ваги не влегува во резултатот. | The 24-h weighing ($G2$) was made on the same precision balance, so that all three weighings in the result (m_B , $G1$, $G2$) come from one balance and the offset between the two balances does not enter the result.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**СЛУЖБЕНА ИНФОРМАЦИЈА — ГУБИТОК ПРИ
СУШЕЊЕ, ТРАНША 1 И 2**
OFFICIAL INFORMATION NOTE — LOSS ON DRYING, T1 AND T2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-INF-01

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

- Веднаш потоа секој сад е измерен и на аналитичката вага AUW220D; двете мерења за сите 46 садови се запишани (Прилог 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01; табелата на лабораторијата). | *Straight after, every bottle was also weighed on the AUW220D analytical balance; both readings for all 46 bottles are recorded (Attachment 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01; the laboratory workbook).*
- Остатоците од примероците се чуваат затворени и означени, за анализата да може да се повтори од истиот материјал. | *The sample remainders are kept closed and labelled, so that the analysis can be repeated on the same material.*

4. ШТО ПОКАЖУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СУШЕЊЕТО 1 | Run-1 Results

Лабораторијата ги пресмета вредностите во својата табела (T1_and_T2_LOD_Analysis.xlsx); секој ред е повторно пресметан од суровите мерења (check_run1.py → RUN1_CHECK.tsv) и се согласува за сите 46 реда. Табела 1 ги дава клучните бројки, табела 2 вредностите што бараат внимание, Прилогот А сите 46 вредности. | *The laboratory calculated the values in its workbook (T1_and_T2_LOD_Analysis.xlsx); every row was recalculated from the raw weighings (check_run1.py → RUN1_CHECK.tsv) and agrees on all 46 rows. Table 1 gives the key figures, Table 2 the values that call for caution, Annex A all 46 values.*

Табела 1 — Клучни бројки, сушење 1 (05-06.10.2026) | Table 1 — Key figures, run 1 (05-06.10.2026)

Показател Indicator	Вредност Value
Порции Portions	46 · S1-S46 · по една за серија one per batch
ГпС %, прецизна вага LoD %, precision balance	5,45 (S5) – 11,21 (S39) · средна 8,42 · SD 1,35 · медијана 8,47 mean 8.42 · SD 1.35 · median 8.47
Во критериумот ≤ 12,0 % Within ≤ 12.0 %	46 од 46 46 of 46
Распределба, ГпС % (бр.) Distribution, LoD % (no.)	< 7,00: 9 · 7,00–7,99: 8 · 8,00–8,99: 11 · 9,00–9,99: 12 · 10,00–10,99: 5 · ≥ 11,00: 1
G2 (AUW220D) – G2 (прецизна) G2 (AUW220D) – G2 (precision)	средна +0,03 mg · SD 0,53 mg · опсег –1,17 до +1,10 mg (n = 46) mean +0.03 mg · SD 0.53 mg · range –1.17 to +1.10 mg
ГпС со G2 од AUW220D LoD with G2 from the AUW220D	промена најмногу 0,11 % апсолутно · средна 8,42 % change at most 0.11 % absolute · mean 8.42 %
Тест порција m ₀ Test portion m ₀	0,792–1,165 g · 7 надвор од 0,900–1,100 g 7 outside 0.900–1.100 g
U (k = 2) на еден резултат, DEV-01 дел C U (k = 2) of one result, DEV-01 section C	≈ 0,29 % апсолутно (s = 1 mg) ≈ 0.29 % absolute (s = 1 mg)

Табела 2 — Вредности што бараат внимание | Table 2 — Values that call for caution

Nº	Критериум Criterion	Примероци Samples	Бр. No.
1	ГпС ≥ 10,00 % — најблиску до границата 12,0 % LoD ≥ 10.00 % — nearest the 12.0 % limit	S39 11,21 · S30 10,60 · S32 10,38 · S13 10,19 · S44 10,18 · S18 10,04 (%)	6
2	m ₀ надвор од 0,900–1,100 g (Ph. Eur.: ± 10 % од 1,000 g) m ₀ outside 0.900–1.100 g (Ph. Eur.: ± 10 % of 1.000 g)	S1 1,104 · S3 1,165 · S36 0,874 · S38 0,894 · S41 0,792 · S44 0,855 · S45 0,884 (g)	7
3	m ₀ со четири децимали — не е отчитување од прецизната вага m ₀ to four decimals — not a precision-balance reading	S43 1,0119 g	1
4	ГпС се менува ≥ 0,10 % со G2 од AUW220D LoD moves ≥ 0.10 % with G2 from the AUW220D	S5 5,45 → 5,55 · S6 7,29 → 7,40 · S32 10,38 → 10,27 (%)	3
5	Идентитет на серијата Batch identity	Колоната за серија во табелата на лабораторијата е празна; ознаките се S1–S46, па вредностите не можат да се поврзат со серији само од датотеката The workbook's batch column is empty; the IDs are S1–S46, so the values cannot be tied to batches from the file alone	46

Со барем еден критериум 1–4: 15 примероци (S1, S3, S5, S6, S13, S18, S30, S32, S36, S38, S39, S41, S43, S44, S45); со два: S32 (1 и 4) и S44 (1 и 2). | *Meeting at least one of criteria 1–4: 15 samples (S1, S3, S5, S6, S13, S18, S30, S32, S36, S38, S39, S41, S43, S44, S45); meeting two: S32 (1 and 4) and S44 (1 and 2).*

Оценка на Раководителот на КК: според пресметаните вредности, резултатите од сушењето 1 се добри — сите 46 се под 12,0 %, а највисокиот (S39, 11,21 %) останува под границата и со неизвесноста од PP-QC-SP-002/26-DEV-01 (11,21 + 0,29 = 11,50 %) — освен можеби три или четири резултати меѓу оние во табела 2. Кои се тие не се одлучува со оваа информација: повторувањето (делот 5) дава резултат за секоја серија. | *Assessment of the Head of QC: on the calculated values the run-1 results are good — all 46 are below 12.0 %, and the highest (S39, 11.21 %) stays below the limit even with the uncertainty from PP-QC-SP-002/26-DEV-01 (11.21 + 0.29 = 11.50 %) — except perhaps three or four results among those in Table 2. Which ones is not decided in this note: the repeat (section 5) gives a result for every batch.*



5. ОДЛУКА И ПРЕПОРАКА | Decision and Recommendation

- Сушењето 1 не може да служи како службен, документиран доказ за ГПС при пуштање пред испорака: мерењата пред сушење (m_B , G1) не се на вага што чита четири децимали, како што бара методот, и ниедно подоцнежено мерење не може тоа да го поправи (PP-QC-SP-002/26-DEV-01, дел D). | *Run 1 cannot serve as official, documented LoD evidence for release before shipment: the pre-drying weighings (m_B , G1) are not on a balance reading four decimals, as the method requires, and no later weighing can correct that (PP-QC-SP-002/26-DEV-01, section D).*
- Одлука на Раководителот на КК (06.10.2026): сушењето 1 се поништува; сите 46 серии се повторуваат по записот PP-QC-SP-002/26-LOD-01R, кој е подготвен. | *Decision of the Head of QC (06.10.2026): run 1 is invalidated; all 46 batches are repeated under record PP-QC-SP-002/26-LOD-01R, which is prepared.*
- Препорака: за службени и валидни резултати за секоја серија пред испорака, поткрепени со записи, мерења и правилно извршување на постапката, сите 46 анализи се изведуваат одново, од почеток до крај — нова тест порција од 1,000 g од остатокот на секој примерок; m_B , G1 и G2 на аналитичката вага AUW220D поставена на четири децимали (0,1 mg); едно сушење во VO29 по a02.2. | *Recommendation: for official, valid results for every batch before shipment, backed by records, weighings and proper execution of the procedure, all 46 analyses are performed again, from start to end — a new 1.000 g test portion from each sample remainder; m_B , G1 and G2 on the AUW220D analytical balance set to four decimals (0.1 mg); one run in VO29 per a02.2.*
- Време: уште 24 h сушење, плус мерењето пред сушење, ладењето од најмалку 30 min и мерењето по сушењето (и секое понатамошно мерење до константна маса по PP-QC-SP-002/26-LOD-01R). | *Time: a further 24 h of drying, plus the weighing before drying, the cooling of at least 30 min and the weighing after drying (and any further weighing to constant mass under PP-QC-SP-002/26-LOD-01R).*
- За секоја серија се известува резултатот од PP-QC-SP-002/26-LOD-01R. Податоците од сушењето 1 (05-06.10.2026: 46 резултати и 46 парови G2 на двете ваги) остануваат во записот како дополнителни, вредни податоци само за споредба и не се известуваат. | *For every batch the PP-QC-SP-002/26-LOD-01R result is reported. The run-1 data (05-06.10.2026: 46 results and 46 G2 pairs on the two balances) stay in the record as additional, valuable data for comparison only and are not reported.*

6. РЕФЕРЕНЦИ | References

Ознака Code	Документ Document
PP-QC-SP-002/26	План за земање примероци и ГПС, Транша 1 и 2 (изменет 06.10.2026) <i>Sampling plan and LoD, Tranches 1 and 2 (amended 06.10.2026)</i>
PP-QC-SP-002/26-LOD-01	Извршен запис, сушење 1 (поништено) <i>Execution record, run 1 (invalidated)</i>
PP-QC-SP-002/26-LOD-01/A1	Прилог 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01 — мерења на две ваги <i>Attachment 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01 — weighings on two balances</i>
PP-QC-SP-002/26-DEV-01	Извештај за отстапување — мерења пред сушење на прецизна вага <i>Deviation report — pre-drying weighings on a precision balance</i>
PP-QC-SP-002/26-LOD-01R	Извршен запис — повторување на сите 46 серии на AUW220D <i>Execution record — repeat of all 46 batches on the AUW220D</i>
Сушење 1 Run 1	run1_LOD-01_2026-10-05/: T1_and_T2_LOD_Analysis.xlsx (табела на лабораторијата <i>laboratory workbook</i>) · check_run1.py → RUN1_CHECK.tsv (повторна пресметка <i>recalculation</i>)
Метод Method	a02.2 · Ph. Eur. 2.2.32 · монографија 3028 Cannabis flos · QCSP 001 (ГПС ≤ 12,0 %) <i>monograph 3028 Cannabis flos · QCSP 001 (LoD ≤ 12.0 %)</i>

7. ПОТПИС И ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ | Signature and Acknowledgement of Receipt

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Од: Раководител на КК From: Head of QC	B. Nikolov, M.Pharm.		
Примил: Главен извршен директор Received: CEO			
Примил: Извршен менаџмент Received: Executive management			
Примил: Извршен менаџмент Received: Executive management			



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**СЛУЖБЕНА ИНФОРМАЦИЈА — ГУБИТОК ПРИ
СУШЕЊЕ, ТРАНША 1 И 2**
OFFICIAL INFORMATION NOTE — LOSS ON DRYING, T1 AND T2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-INF-01

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

A. ПРИЛОГ — ВРЕДНОСТИ ОД СУШЕЊЕТО 1 | Annex — Run-1 Values

Само за споредба; не се известуваат (PP-QC-SP-002/26-DEV-01, дел D). Критериумите 1-4 се од табела 2. | For comparison only; not reported (PP-QC-SP-002/26-DEV-01, section D). Criteria 1-4 are those of Table 2.

Пр. ID	m ₀ g	ГnC % LoD %	ГnC %, G2 AUW LoD %, G2 AUW	Крит. Crit.	Пр. ID	m ₀ g	ГnC % LoD %	ГnC %, G2 AUW LoD %, G2 AUW	Крит. Crit.
S1	1,104	9,60	9,66	2	S24	1,016	8,07	8,01	—
S2	1,085	8,66	8,66	—	S25	1,020	8,43	8,48	—
S3	1,165	7,55	7,59	2	S26	1,055	8,34	8,35	—
S4	1,088	8,55	8,59	—	S27	1,014	7,30	7,31	—
S5	1,046	5,45	5,55	4	S28	1,056	9,56	9,55	—
S6	1,084	7,29	7,40	4	S29	1,052	7,32	7,24	—
S7	1,004	9,86	9,85	—	S30	1,009	10,60	10,66	1
S8	1,070	9,53	9,53	—	S31	1,038	6,74	6,71	—
S9	1,051	7,99	7,96	—	S32	1,060	10,38	10,27	1, 4
S10	1,041	8,07	8,04	—	S33	1,041	9,22	9,21	—
S11	1,034	6,87	6,84	—	S34	1,008	9,33	9,29	—
S12	1,014	9,07	9,03	—	S35	1,027	6,23	6,27	—
S13	1,021	10,19	10,15	1	S36	0,874	6,75	6,77	2
S14	1,094	8,50	8,55	—	S37	1,002	9,68	9,70	—
S15	1,015	8,87	8,82	—	S38	0,894	9,06	8,97	2
S16	1,061	7,16	7,25	—	S39	1,035	11,21	11,20	1
S17	1,095	9,32	9,26	—	S40	1,017	6,98	6,92	—
S18	1,076	10,04	10,01	1	S41	0,792	8,21	8,24	2
S19	1,074	6,33	6,32	—	S42	0,904	7,41	7,32	—
S20	1,075	6,98	6,96	—	S43	1,0119	9,58	9,56	3
S21	1,010	7,43	7,45	—	S44	0,855	10,18	10,19	1, 2
S22	1,075	8,00	7,91	—	S45	0,884	6,67	6,69	2
S23	1,009	8,82	8,87	—	S46	0,958	9,92	9,99	—

ГnC % = $(G1 - G2) \div m_0 \times 100$, $G1 = m_B + m_0$, со m_B , $G1$ и $G2$ на прецизната вага. „G2 AUW“: истата пресметка со $G2$ од AUW220D (Прилог 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01). Вредностите се од RUN1_CHECK.tsv. Ознаките S1-S46 не се поврзани со серии (табела 2, ред 5). | $LoD \% = (G1 - G2) \div m_0 \times 100$, $G1 = m_B + m_0$, with m_B , $G1$ and $G2$ on the precision balance. „G2 AUW“: the same calculation with $G2$ from the AUW220D (Attachment 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01). Values from RUN1_CHECK.tsv. The IDs S1-S46 are not tied to batches (Table 2, row 5).