

ПЛАН И ИЗВРШЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ | Sampling Plan & Execution Protocol

План за земање примероци и интерно определување на губиток при сушење пред испорака

Sampling plan and in-house loss-on-drying determination before shipment

Производни серии во сеф-магацин • 46 серии • 4371,73 kg | Production batches in secure storage • 46 batches • 4371.73 kg

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА | IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE

Верзија | Version: IN REVIEW • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Документ бр. Document No.	PP-QC-SP-002/26
Локација Location	Сеф-магацин • КК лабораторија Secure warehouse • QC laboratory
Производ Product	Сув цвет од канабис, готов производ • кеса 400 g (10 кеси/картон) Dry cannabis flower, finished product • 400 g bag (10 bags/carton)
Серии Batches	46 — Транша 1: 20 • Транша 2: 26 46 — Tranche 1: 20 • Tranche 2: 26
Намена Purpose	Губиток при сушење, Ph. Eur. 2.2.32 (3028), интерен метод SAM_a02.2 • критериум $\leq 12,0\%$ w/w Loss on drying, Ph. Eur. 2.2.32 (3028), in-house method SAM_a02.2 • criterion $\leq 12.0\%$ w/w
Основа Basis	QCSOP 011 v03 (SP-12) • WHO TRS 929 Annex 4, r-план $n = 1,5 \cdot \sqrt{N}$ r-plan $n = 1.5 \cdot \sqrt{N}$
Земање Sampling	2 дена • 985 кеси • 1 цвет по кеса 2 days • 985 bags • 1 flower per bag
Резултати Results	Ден 2 и Ден 3 (24 h сушење + второ мерење до константна маса) Day 2 and Day 3 (24 h drying + second weighing to constant mass)

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (Раководител КК QC Head)	B. Nikolov, M.Pharm.		
Проверил Checked (QA)	J. Romevska		
Одобрил Approved (Раководител на КК оддел QC Department Manager)	B. Nikolov, M.Pharm.		

Контролиран документ | Controlled document



ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

PP-QC-SP-002/26

СОДРЖИНА | Table of Contents

- 1 ЦЕЛ И ОПФАТ | *Purpose & Scope*
- 2 ПРИНЦИП И ОСНОВА | *Principle & Basis*
- 3 ФОРМУЛИ | *Formulas*
- 4 ПЛАН ПО СЕРИЈА (4a, 4b, 4.1) | *Per-Batch Plan (4a, 4b, 4.1)*
- 5 УСЛОВИ, ИЗБОР НА КЕСИ И СЛЕДЛИВОСТ | *Conditions, Bag Selection & Traceability*
- 6 ЗБИРЕН ПРИМЕРОК, ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ | *Composite, Homogenisation & Test Portions*
- 7 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ (SAM_a02.2) | *Loss on Drying Determination (SAM_a02.2)*
- 8 РАСПОРЕД | *Schedule*
- 9 ЗАПИСИ | *Records*
- 10 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ | *References*
- 11 ОТВОРЕНИ ТОЧКИ ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК | *Open Items for the Head of QC*



1. ЦЕЛ И ОПФАТ | Purpose & Scope

Овој документ го пропишува земањето репрезентативен примерок од секоја од 46-те производни серии од Транша 1 (20 серии) и Транша 2 (26 серии), складирани во сеф-магацинот како готов производ во троен фолиски кеси од 400 g (10 кеси по нумериран картон), и интерното определување на губиток при сушење (Ph. Eur. 2.2.32; монографија 3028 Cannabis flos; интерен метод SAM_a02.2) пред испорака, за да се потврди дека нивото на влага на производот одговара на спецификацијата QCSP 001 ($\leq 12.0\%$ w/w). | This document prescribes the representative sampling of each of the 46 production batches of Tranche 1 (20 batches) and Tranche 2 (26 batches), stored in the secure warehouse as finished product in 400 g triple-foil bags (10 bags per numbered carton), and the in-house determination of loss on drying (Ph. Eur. 2.2.32; monograph 3028 Cannabis flos; in-house method SAM_a02.2) before shipment, to confirm that the product's moisture level meets specification QCSP 001 ($\leq 12.0\%$ w/w).

Точка на земање: SP-12 — готов производ во магацин (QCSOP 011 v03). Крајната точка е физичко-хемиска, па не се бара асептична техника. Земањето се изведува во два дена со по околу половина од кесите за отворање; резултатите од првиот ден се читаат на вториот ден, од вториот на третиот. Транша 3 (31 серии) следи со PP-QC-SP-003/26 по истата постапка. | Sampling point: SP-12 — finished product in the warehouse (QCSOP 011 v03). The endpoint is physico-chemical, so no aseptic technique is required. Sampling runs over two days with about half of the bags to open on each; Day-1 results are read on Day 2, Day-2 results on Day 3. Tranche 3 (31 batches) follows as PP-QC-SP-003/26 on the same procedure.

2. ПРИНЦИП И ОСНОВА | Principle & Basis

- Единица за земање е фолиската кеса од 400 g (примарен затворен сад); картонот со 10 кеси е секундарно пакување и не е единица за земање. | The sampling unit is the 400 g foil bag (primary sealed container); the 10-bag carton is secondary packaging and not the sampling unit.
- Бројот на кеси за отворање се определува според WHO TRS 929, Annex 4, r-план: $n = 1.5 \cdot \sqrt{N}$ заокружено нагоре (QCSOP 011 v03, §5), избран наместо подот на Ph. Eur. 2.8.20 ($\sqrt{N} + 1$) врз основа на ризик (ICH Q9): хетероген материјал од земјоделско потекло, а резултатот ја носи одлуката за испорака. | The number of bags to open follows WHO TRS 929, Annex 4, r-plan: $n = 1.5 \cdot \sqrt{N}$ rounded up (QCSOP 011 v03, §5), chosen over the Ph. Eur. 2.8.20 floor ($\sqrt{N} + 1$) on quality-risk grounds (ICH Q9): heterogeneous material of agricultural origin, and the result carries the shipment decision.
- Од секоја избрана кеса се зема ЕДЕН цвет — најголемиот (Раководител на КК, 05.10.2026), така што збирниот примерок носи доволно материјал за определувањата, а содржината на кесата останува недопрена. Сите n цветови од една серија образуваат ЕДЕН збиен примерок; цветовите не се испитуваат поединечно. | From each selected bag ONE flower is taken — the largest (Head of QC, 05.10.2026), so the composite holds enough material for the determinations while the bag's content is otherwise undisturbed. The n flowers of a batch form ONE composite sample; flowers are not tested individually.
- Бројот на определувања k по збиен примерок зависи од големината на серијата: $N \leq 100$ кеси $\rightarrow 1$; 101–400 $\rightarrow 2$; над 400 $\rightarrow 3$ (Раководител на КК, 05.10.2026). Резултатот на серијата е средната вредност од k ; критериум $\leq 12.0\%$ w/w. | The number of determinations k per composite follows batch size: $N \leq 100$ bags $\rightarrow 1$; 101–400 $\rightarrow 2$; above 400 $\rightarrow 3$ (Head of QC, 05.10.2026). The batch result is the mean of k ; criterion $\leq 12.0\%$ w/w.

QCSOP 011 v03 (§5) дефинира дупликат за губиток при сушење при SP-06 (пред пакување). За SP-12 важи правилото на Раководителот на КК од 05.10.2026 (поглавје 11). | QCSOP 011 v03 (§5) defines a duplicate for loss on drying at SP-06 (pre-packaging). For SP-12 the Head of QC's rule of 05.10.2026 applies (section 11).

3. ФОРМУЛИ | Formulas

Величина Quantity	Формула Formula	Забелешка Note
Број на кеси во серијата Bags in the batch	$N = kg \div 0.400$, заокружено нагоре $N = kg \div 0.400$, rounded up	kg од мастер v57 (Reference, „DELIVERY T1–T3“); документиран број кеси во магацинот има предност kg from master v57 (Reference, „DELIVERY T1–T3“); the warehouse's documented bag count governs
Кеси за отворање Bags to open	$n = 1.5 \times \sqrt{N}$, заокружено нагоре $n = 1.5 \times \sqrt{N}$, rounded up	WHO TRS 929 Annex 4, r-план r-plan
Интервал на избор Selection interval	$i = N \div n$ заокружено нагоре; ако n кеси не се сместуваат во N , заокружено надолу $i = N \div n$ rounded up; rounded down where n bags do not fit within N	систематски избор systematic selection



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26

Верзија | ver: **IN
REVIEW**

Величина Quantity	Формула Formula	Забелешка Note
Случаен почеток Random start	r од 1 до $N - i \cdot (n - 1)$ r from 1 to $N - i \cdot (n - 1)$	генериран со seed 20261005 и отпечатен во 4b generated with seed 20261005 and printed in 4b
Избрани кеси Selected bags	$r, r + i, r + 2i, \dots$ (n кеси) · ознака $K\{\text{картон}\}B\{\text{кеса}\}$ $r, r + i, r + 2i, \dots$ (n bags) · key $K\{\text{carton}\}B\{\text{bag}\}$	K1B1 = картон 1, кеса 1 carton 1, bag 1
Определувања Determinations	$k = 1$ ($N \leq 100$) · 2 ($101-400$) · 3 (> 400)	по збирен примерок per composite
Тест порција Test portion	$\approx 1,000$ g во таран сад за мерење ≈ 1.000 g in a tared weighing bottle	SAM_a02.2
Губиток при сушење Loss on drying	$\text{ГпС \%} = (G1 - G2) \div (G1 - m0) \times 100$ $\text{LoD \%} = (G1 - G2) \div (G1 - m0) \times 100$	$m0$ = сад bottle; $G1$ = пред before; $G2$ = по сушење до константна маса after drying to constant mass
Резултат на серија Batch result	средна вредност од k определувања mean of k determinations	критериум $\leq 12,0$ % w/w criterion ≤ 12.0 % w/w

Масата на збирниот примерок е приближно $n \times (1-3$ g) по цвет; потребни се $k \times 1,000$ g тест порции. | The composite mass is approximately $n \times (1-3$ g) per flower; $k \times 1.000$ g test portions are needed.

4. ПЛАН ПО СЕРИЈА | Per-Batch Plan

4а Идентитет и количина | Identity and quantity

Nº	T T	Серија Batch	P лот P lot	Сорта Strain	Класа Grade	Магазин Warehouse	kg (мастер v57) kg (master v57)	kg (залиха 08/2026) kg (stock 08/2026)	Пакување Packaging
1	T1	BG1024	—	Blue Gelato	I	E66	43,87	37,20	07.03.2025
2	T1	BSS1024	—	Blue Sunset Sherbet	II	E66	50,20	46,40	04.03.2025
3	T1	CJ052501/01	P050162	Cap Junky	II	F131	64,53	63,60	30.09.2025
4	T1	CJ062501/2	P050212	Cap Junky	III	F131	146,52	144,51	18.11.2025
5	T1	CJ082501/2	P060032	Cap Junky	IV	F131	14,75	13,91	29.01.2026
6	T1	FB012602	P060352	Fat Bastard	II	Sec.Pack.	75,92	75,71	23.05.2026
7	T1	GG012603	P060402	Gorilla Glue	I	Sec.Pack.	40,00	37,80	24.05.2026
8	T1	GG1024_01	P050092	Gorilla Glue	I	E66	0,87	223,73	31.07.2025
9	T1	GP052501	P050152	Grape Pie	III	F131	151,14	148,80	25.09.2025
10	T1	GP0824_02	P050022	Grape Pie	II	F131	208,46	200,00	03.06.2025
11	T1	GP082501/2	P050322	Grape Pie	IV	F131	22,84	22,00	26.12.2025
12	T1	HPA1024	—	High Pro Amnesia	II	E66	40,83	39,80	11.04.2025
13	T1	HPA1024_01	P050052	High Pro Amnesia	I	F131	140,50	130,30	27.06.2025
14	T1	J31102501	P060152	Jokerz 31	III	F131	23,64	22,76	05.03.2026
15	T1	JD112501	P060212	Jelly Donuts	I	F131	41,54	41,07	21.04.2026
16	T1	OPM1024	—	Orange Punch Mimosa	I	E66	45,46	43,80	24.04.2025
17	T1	OPM1024_02	P050062	Orange Punch Mimosa	II	F131	156,14	148,50	04.07.2025
18	T1	OPM122501	P060242	Orange Punch Mimosa	V	F131	104,26	103,40	28.04.2026
19	T1	PM092501	P060062	Permanent Marker	II	E46/47	20,23	19,38	30.01.2026
20	T1	SCR012603	P060382	Scrambler	II	Sec.Pack.	79,81	78,84	25.05.2026
21	T2	ACC102501	P060122	Amnesia Core Cut	I	F131	38,88	37,85	18.02.2026
22	T2	BSS052501	P050192	Blue Sunset Sherbet	III	F131	345,71	342,54	10.10.2025
23	T2	CC012603	P060372	Cash Cow	II	Sec.Pack.	56,18	55,22	24.05.2026
24	T2	CF102501	P060132	Chem Flyer	I	F131	48,35	47,44	19.02.2026
25	T2	CJ062501/1	P050222	Cap Junky	II	F131	77,72	76,57	24.11.2025
26	T2	CJ082501/1	P060022	Cap Junky	I	F131	115,60	113,39	16.01.2026
27	T2	CJ092501	P060072	Cap Junky	II	F131	28,38	27,13	02.02.2026
28	T2	FB012601/1	P060322	Fat Bastard	II	Sec.Pack.	8,85	8,51	22.05.2026
29	T2	GG1024	—	Gorilla Glue	II	E66	44,84	39,10	11.03.2025
30	T2	GP072501/2	P050302	Grape Pie	III	F131	13,63	12,80	22.12.2025
31	T2	GP0824_03	P050072	Grape Pie	I	F131	237,67	218,75	14.07.2025
32	T2	GP082501/1	P050312	Grape Pie	II	F131	200,42	197,83	23.12.2025
33	T2	GP092501	P060092	Grape Pie	II	F131	171,03	168,52	03.02.2026
34	T2	GRC102501/2	P060182	Grapes And Cream	II	F131	20,17	19,32	14.03.2026
35	T2	HPA052501	P050182	High Pro Amnesia	II	F131	249,95	247,20	03.10.2025
36	T2	JD012603/01	P060362	Jelly Donuts	I	Sec.Pack.	12,00	11,29	23.05.2026



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26

Верзија | ver: **IN
REVIEW**

№	T T	Серија Batch	Р лот P lot	Сорта Strain	Класа Grade	Магазин Warehouse	kg (мастер v57) kg (master v57)	kg (залиха 08/2026) kg (stock 08/2026)	Пакување Packaging
37	T2	JD012603/02	P060412	Jelly Donuts	III	Sec.Pack.	46,00	47,12	24.05.2026
38	T2	JD012603/02V	P060422	Jelly Donuts	II	Sec.Pack.	11,00	10,49	23.05.2026
39	T2	KC102501	P060172	Kush Crasher	I	F131	21,67	16,00	12.03.2026
40	T2	MB0824_05	P050112	Motor Breath	I	E46/47	244,06	239,68	25.08.2025
41	T2	OMP1024_01	P050042	Orange Punch Mimosa	II	E46/47	213,59	209,95	20.06.2025
42	T2	OPM1024_03	P050082	Orange Punch Mimosa	I	E46/47	267,59	254,54	22.07.2025
43	T2	PM112501	P060232	Permanent Marker	III	F131	48,09	48,00	27.04.2026
44	T2	PUM102501	P060112	Pure Michigan	I	F131	49,91	48,95	17.02.2026
45	T2	SCR112501	P060282	Scrambler	II	F131	23,44	22,60	18.05.2026
46	T2	WC082501	P060012	Wedding Crusher	I	F131	82,63	81,58	13.01.2026
		ВКУПНО TOTAL		46 серии batches			4148,87	4243,90	

GG1024_01 (P050092): мастер v57, Reference E216 чита 0,87 kg наспроти 223,734 kg на табелата за залиха и 560 кеси во PP-QC-SP-001/26; планот користи 223,73 kg (N 560), а келијата во мастерот бара поправка. KC102501 (P060172): мастер 21,67 kg наспроти 16,000 kg залиха — планот го користи мастерот, како што е одлучено. | GG1024_01 (P050092): master v57, Reference E216 reads 0.87 kg against 223.734 kg on the stock table and 560 bags in PP-QC-SP-001/26; the plan uses 223.73 kg (N 560) and the master cell needs correction. KC102501 (P060172): master 21.67 kg against 16.000 kg stock — the plan uses the master, as decided.

4b Земање и определување | Sampling and determination

№	Серија Batch	N	n	k	i	r	Картони Cartons	Збирен g Composite g	Порции g Portions g	Последен ГПС на запис Last LoD on record	Ден Day
1	BG1024	110	16	2	7	3	11	16-48	2,000	5,73 % · UKIM CNP · 26.02.2025	Ден 1 Day 1
2	BSS1024	126	17	2	7	9	13	17-51	2,000	5,99 % · UKIM CNP · 26.02.2025	Ден 1 Day 1
3	CJ052501/01	162	20	2	8	5	16	20-60	2,000	7,93 % · UKIM CNP · 17.09.2025	Ден 2 Day 2
4	CJ062501/2	367	29	2	13	2	29	29-87	2,000	6,70 % · UKIM CNP · 23.10.2025	Ден 2 Day 2
5	CJ082501/2	37	10	1	4	1	4	10-30	1,000	7,37 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 2 Day 2
6	FB012602	190	21	2	9	2	19	21-63	2,000	— % · .	Ден 2 Day 2
7	GG012603	100	15	1	7	1	10	15-45	1,000	6,48 % · UKIM CNP · 30.06.2026	Ден 1 Day 1
8	GG1024_01	560	36	3	15	6	36	36-108	3,000	7,54 % · UKIM CNP · 17.04.2025	Ден 1 Day 1
9	GP052501	378	30	2	13	1	30	30-90	2,000	7,30 % · UKIM CNP · 19.09.2025	Ден 2 Day 2
10	GP0824_02	522	35	3	15	12	35	35-105	3,000	7,21 % · UKIM CNP · 22.05.2025	Ден 2 Day 2
11	GP082501/2	58	12	1	5	2	6	12-36	1,000	6,88 % · UKIM CNP · 12.12.2025	Ден 2 Day 2
12	HRA1024	103	16	2	6	9	10	16-48	2,000	— % · .	Ден 2 Day 2
13	HRA1024_01	352	29	2	12	10	29	29-87	2,000	6,36 % · UKIM CNP · 24.06.2025	Ден 1 Day 1
14	J31102501	60	12	1	5	4	6	12-36	1,000	6,3 % · Farmahem · 02.03.2026	Ден 2 Day 2
15	JD112501	104	16	2	6	11	10	16-48	2,000	6,69 % · UKIM CNP · 11.05.2026	Ден 1 Day 1
16	OPM1024	114	17	2	7	2	12	17-51	2,000	— % · .	Ден 2 Day 2
17	OPM1024_02	391	30	2	13	10	30	30-90	2,000	6,89 % · UKIM CNP · 24.06.2025	Ден 1 Day 1
18	OPM122501	261	25	2	10	13	25	25-75	2,000	6,6 % · Farmahem · 09.04.2026	Ден 1 Day 1
19	PM092501	51	11	1	5	1	6	11-33	1,000	7,97 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
20	SCR012603	200	22	2	9	1	19	22-66	2,000	— % · .	Ден 2 Day 2
21	ACC102501	98	15	1	6	3	9	15-45	1,000	7,1 % · Farmahem · 12.02.2026	Ден 2 Day 2
22	BSS052501	865	45	3	19	12	45	45-135	3,000	8,60 % · in-house · 03.06.2026	Ден 1 Day 1
23	CC012603	141	18	2	8	4	14	18-54	2,000	— % · .	Ден 1 Day 1
24	CF102501	121	17	2	7	6	12	17-51	2,000	5,6 % · Farmahem · 12.02.2026	Ден 1 Day 1
25	CJ062501/1	195	21	2	9	5	19	21-63	2,000	7,77 % · UKIM CNP · 23.10.2025	Ден 1 Day 1
26	CJ082501/1	289	26	2	11	7	26	26-78	2,000	7,21 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 2 Day 2
27	CJ092501	71	13	1	5	5	7	13-39	1,000	7,64 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
28	FB012601/1	23	8	1	3	2	3	8-24	1,000	7,67 % · UKIM CNP · 11.05.2026	Ден 2 Day 2
29	GG1024	113	16	2	7	3	11	16-48	2,000	7,8 % · UKIM CNP · 29.01.2025	Ден 2 Day 2
30	GP072501/2	35	9	1	4	1	4	9-27	1,000	7,41 % · UKIM CNP · 12.12.2025	Ден 2 Day 2
31	GP0824_03	595	37	3	16	7	37	37-111	3,000	6,58 % · UKIM CNP · 10.07.2025	Ден 2 Day 2
32	GP082501/1	502	34	3	15	7	34	34-102	3,000	6,29 % · UKIM CNP · 12.12.2025	Ден 2 Day 2
33	GP092501	428	32	3	13	6	32	32-96	3,000	6,91 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
34	GRC102501/2	51	11	1	5	1	6	11-33	1,000	7,7 % · Farmahem · 02.03.2026	Ден 1 Day 1
35	HRA052501	625	38	3	16	20	38	38-114	3,000	7,29 % · UKIM CNP · 19.09.2025	Ден 2 Day 2



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26

Верзија | ver: **IN
REVIEW**

№	Серија Batch	N	n	k	i	r	Картони Cartons	Збирен g Composite g	Порции g Portions g	Последен ГПС на запис Last LoD on record	Ден Day
36	JD012603/01	30	9	1	3	5	3	9-27	1,000	— % · ·	Ден 1 Day 1
37	JD012603/02	115	17	2	7	3	12	17-51	2,000	7,52 % · UKIM CNP · 30.06.2026	Ден 2 Day 2
38	JD012603/02V	28	8	1	3	7	3	8-24	1,000	7,04 % · UKIM CNP · 30.06.2026	Ден 1 Day 1
39	KC102501	55	12	1	4	9	6	12-36	1,000	8,6 % · Farmahem · 02.03.2026	Ден 1 Day 1
40	MB0824_05	611	38	3	16	16	38	38-114	3,000	6,56 % · UKIM CNP · 28.07.2025	Ден 1 Day 1
41	OMP1024_01	534	35	3	15	8	35	35-105	3,000	5,86 % · UKIM CNP · 06.05.2025	Ден 1 Day 1
42	OPM1024_03	669	39	3	17	1	39	39-117	3,000	6,38 % · UKIM CNP · 28.07.2025	Ден 2 Day 2
43	PM112501	121	17	2	7	3	12	17-51	2,000	8,61 % · UKIM CNP · 05.03.2026	Ден 1 Day 1
44	PUM102501	125	17	2	7	9	13	17-51	2,000	6,4 % · Farmahem · 11.02.2026	Ден 2 Day 2
45	SCR112501	59	12	1	5	4	6	12-36	1,000	6,84 % · UKIM CNP · 11.05.2026	Ден 2 Day 2
46	WC082501	207	22	2	9	5	20	22-66	2,000	7,50 % · UKIM CNP · 21.01.2026	Ден 1 Day 1
	ВКУПНО TOTAL	10952	985	88			840				

N е изведено од kg (кеси од 400 g); ако документируваниот број кеси во магацинот се разликува, тој важи и n се пресметува повторно на QCT 024 (прием). „Последен ГПС на запис“ е информативен: вредноста, лабораторијата и датумот од регистарот на сертификати (coq_artifact_data.json). | N is derived from kg (400 g bags); if the warehouse's documented bag count differs, it governs and n is recomputed on QCT 024 (receipt). "Last LoD on record" is informative: value, laboratory and date from the certificate register (coq_artifact_data.json).

4.1 Групирање по ден на земање | Grouping by sampling day

Ден Day	Датум (од-до) Date (from-to)	Сериј Batches	Σ сериј Σ batches	Σ кеси Σ bags	Σ к порции Σ k portions	Картони Cartons
Ден 1 Day 1	_____ - _____	BG1024, BSS1024, GG1024_01, PM092501, MB0824_05, OMP1024_01, HPA1024_01, JD112501, OPM1024_02, OPM122501, BSS052501, CF102501, CJ062501/1, CJ092501, GP092501, GRC102501/2, KC102501, PM112501, WC082501, GG012603, CC012603, JD012603/01, JD012603/02V	23	493	44	422
Ден 2 Day 2	_____ - _____	HPA1024, OPM1024, GG1024, OPM1024_03, CJ052501/01, CJ062501/2, CJ082501/2, GP052501, GP0824_02, GP082501/2, J31102501, ACC102501, CJ082501/1, GP072501/2, GP0824_03, GP082501/1, HPA052501, PUM102501, SCR112501, FB012602, SCR012603, FB012601/1, JD012603/02	23	492	44	418
ВКУПНО TOTAL	Почеток Start: _____ · Крај End: _____		46	985	88	840

Балансот е по Σn (кеси за отворање — кесата е единицата на работа), со цели сериј; поголемите сериј се распоредуваат први. Во рамки на денот редоследот на повлекување следи по магацин (E66 → E46/47 → F131 → Sec.Pack), па по транша и серија. Групирањето е индикативно — серија што не е подготвена се одложува за наредниот ден и се забележува на QCT 024 (прием) на денот. | Balance is by Σn (bags to open — the bag is the unit of work), with whole batches; larger batches are placed first. Within a day the retrieval order follows the warehouse (E66 → E46/47 → F131 → Sec.Pack), then tranche and batch. The grouping is indicative — a batch that is not ready is deferred to the next day and noted on that day's QCT 024 (receipt).

Предлог за работна сила (не е правило): околу 490 кеси на ден со три лица и околу 2,5 минути по кеса (отворање, инспекција, мерење пред/по, еден цвет, етикета) се околу 7 работни часа. Оптоварување на печката: 44 сада за мерење првата ноќ, 44 втората. | Staffing proposal (not a rule): about 490 bags a day with three persons and about 2.5 minutes per bag (opening, inspection, weighing before/after, one flower, label) is about 7 working hours. Oven load: 44 weighing bottles the first night, 44 the second.

5. УСЛОВИ, ИЗБОР НА КЕСИ И СЛЕДЛИВОСТ | Conditions, Bag Selection & Traceability

- Чист и сув прибор од нерѓосувачки челик, ракавици; нема барање за асептична техника (физичко-хемиска крајна точка). Времето надвор од складиште се минимизира; кесата се затвора веднаш по земањето. | Clean,



dry stainless-steel tools and gloves; no aseptic requirement (physico-chemical endpoint). Time out of storage is minimised; the bag is closed immediately after sampling.

- Систематски избор со случаен почеток r (поглавје 3), генериран со seed 20261005 и отпечатен во 4b; избраните кеси се однапред внесени на обрасците за земање со ознаката K{картон}B{кеса}. Истата ознака се користи на секој запис и етикета за таа кеса (единствен клуч по кеса, како во PP-QC-SP-001/26). | *Systematic selection with a random start r (section 3), generated with seed 20261005 and printed in 4b; the selected bags are pre-entered on the sampling forms with the key K{carton}B{bag}. The same key is used on every record and label for that bag (single per-bag key, as in PP-QC-SP-001/26).*
- По кеса: визуелна инспекција при отворање според критериумите на QCSOP 011_A03 (боја/мирис, мувла, штетници, страни материи/семки, оштетено пакување) — „не одговара“ → карантин и отстапување; бруто се мери при прием (QCT 024); се зема ЕДЕН цвет, најголемиот видлив; бруто се мери по затворање; пред, мострирано и после се на QCT 021. | *Per bag: visual inspection on opening against the QCSOP 011_A03 criteria (colour/odour, mould, pests, foreign matter/seeds, pack damage) — “does not conform” → quarantine and deviation; gross weighed at receipt (QCT 024); ONE flower taken, the largest visible; gross weighed after closing; before, sampled and after are on QCT 021.*
- Извор на вистина за масите: нето = етикетата на примарното пакување (400,0 g, се препишува); бруто = го мери КК; мострирано = пред – после (QCT 021). Отворените кеси се означуваат „МОСТРИРАНО“ (QASOP_031_A05_v1, n по серија); збирниот примерок добива етикета QASOP_031_A07; новото нето/бруто е на QCT 021 и QCT 024 (враќање). | *Mass source of truth: net = the primary-pack label (400.0 g, transcribed); gross = weighed by QC; sampled = gross before – after (QCT 021). Opened bags are labelled “SAMPLED” (QASOP_031_A05_v1, n per batch); the composite gets a QASOP_031_A07 label; the new net/gross is on QCT 021 and QCT 024 (return).*
- Збирниот примерок на секоја серија се собира во еден чист затворен сад означен со шифрата на примерокот ([NNN/26_SFR]-PC-[бр.], QCSOP 011 v03 §6.2.1) и се пренесува во КК лабораторијата истиот ден на QCT 024 (примероци). | *Each batch's composite is collected in one clean closed container labelled with the sample code ([NNN/26_SFR]-PC-[no.], QCSOP 011 v03 §6.2.1) and taken to the QC laboratory the same day on QCT 024 (samples).*
- Документација: истовремено, со трајно сино мастило, без празни полиња („N/A“), поправки со една линија, иницијали и датум (ALCOA+; EU GMP Annex 11; СОП за работа со аналитичка документација). | *Documentation: contemporaneous, permanent blue ink, no blank fields (“N/A”), single-line corrections with initials and date (ALCOA+; EU GMP Annex 11; the SOP for working with analytical documentation).*

6. ЗБИРЕН ПРИМЕРОК, ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ

Composite, Homogenisation & Test Portions

- Истиот ден, во КК лабораторијата, на записот за анализа (LOD-01/-02, делови А и С): масата на збирниот примерок се препишува од QCT 021. | *The same day, in the QC laboratory, on the analysis record (LOD-01/-02, sections A and C): the composite mass is transcribed from QCT 021.*
- Сите цветови се сечат грубо со чисти ножици од нерѓосувачки челик на чиста подлога и се мешаат со четвртирање (материјалот се израмнува, се дели на четири четвртини, спротивните четвртини се спојуваат; двапати). | *All flowers are coarsely cut with clean stainless-steel scissors on a clean tray and mixed by quartering (the material is flattened, divided into four quarters, opposite quarters recombined; twice).*
- Од различни четвртини се земаат k тест порции од околу 1,000 g во тарирани, претходно исушени садови за мерење (m_0) и веднаш се мерат (G_1), за да се ограничи размената на влага. | *From different quarters, k test portions of about 1.000 g are taken into tared, pre-dried weighing bottles (m_0) and weighed immediately (G_1), to limit moisture exchange.*
- Остатокот од збирниот примерок се чува затворен и означен до одобрувањето на извршниот запис. | *The remainder of the composite is kept closed and labelled until the execution record is approved.*

7. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ (SAM_a02.2)

Loss on Drying Determination (SAM_a02.2)

Параметар Parameter	Вредност Value
Метод Method	Ph. Eur. 2.2.32 (монографија 3028) · интерен метод SAM_a02.2 Ph. Eur. 2.2.32 (monograph 3028) · in-house method SAM_a02.2
Опрема Equipment	вакуумска печка · аналитичка вага (читливост според квалификацијата) · ексикатор vacuum



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ — ТРАНША 1 И 2

SAMPLING PLAN AND LOSS ON DRYING — TRANCHES 1 AND 2

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-002/26

Верзија | ver: **IN
REVIEW**

Параметар Parameter	Вредност Value
	oven · analytical balance (readability as qualified) · desiccator
Услови Conditions	40 °C · 15–25 mbar · 24 h
Тест порција Test portion	≈ 1,000 g во таран сад (m0); G1 пред сушење ≈ 1.000 g in a tared bottle (m0); G1 before drying
Мерење по 24 h Weighing after 24 h	ладење во ексикатор, мерење G2 cool in a desiccator, weigh G2
Константна маса Constant mass	садовите се враќаат во печката за дополнителен период (SAM_a02.2 / Раководител на КК, поглавје 11) и се мерат повторно; две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg (Ph. Eur. Општи одредби — формулацијата да се потврди во контролираното издание); инаку сушењето продолжува the bottles return to the oven for an additional period (SAM_a02.2 / Head of QC, section 11) and are weighed again; two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg (Ph. Eur. General Notices — wording to be confirmed in the controlled edition); otherwise drying continues
Пресметка Calculation	$GnC \% = (G1 - G2) \div (G1 - m0) \times 100$ по порција; резултат на серија = средна вредност од k $LoD \% = (G1 - G2) \div (G1 - m0) \times 100$ per portion; batch result = mean of k
Критериум Criterion	$\leq 12,0 \% w/w$ (QCSP 001) $\leq 12.0 \% w/w$ (QCSP 001)
Надвор од спецификација Out of specification	QCSOP 014 (OOS); резултатот не се заменува со подоцнежна вредност QCSOP 014 (OOS); the result is never papered over by a later value
Известување Reporting	резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати the result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules

8. РАСПОРЕД | Schedule

Ден Day	Активности Activities
Ден 1 Day 1	Пакет 2, Ден 1: прием (QCT 024 D1-RCPT) · инспекција (A03) и мерење пред/после (QCT 021) · етикети · враќање (D1-RET) · примероци во КК (D1-SMP) — Пакет 3: LOD-01 делови А–С, влез во печка Package 2, Day 1: receipt (QCT 024 D1-RCPT) · inspection (A03) and before/after weighing (QCT 021) · labels · return (D1-RET) · samples to QC (D1-SMP) — Package 3: LOD-01 sections A–C, into the oven
Ден 2 Day 2	LOD-01: мерење по 24 h, дополнителен период и второ мерење до константна маса, резултати (делови D–E) · Пакет 2, Ден 2 и LOD-02 делови А–С, влез во печка LOD-01: weighing after 24 h, additional period and second weighing to constant mass, results (sections D–E) · Package 2, Day 2 and LOD-02 sections A–C, into the oven
Ден 3 Day 3	LOD-02: мерење по 24 h, второ мерење до константна маса, резултати · проверка од второ лице и одобрување на сите записи LOD-02: weighing after 24 h, second weighing to constant mass, results · second-person check and approval of all records

Датумите се внесуваат ex tempore на записите; деновите не се фиксирани во овој протокол. | Dates are entered ex tempore on the records; the days are not fixed in this protocol.

9. ЗАПИСИ | Records

Извршувањето е во два посебни пакети (Раководител на КК, 06.10.2026), на контролираните обрасци на QCSOP 011 и QASOP_031: Пакет 2 — земање примероци, еден комплет по ден на земање, сите серии на денот на секој



образец (Раководител на КК, 05.10.2026); Пакет 3 — анализа на губиток при сушење, еден извршен запис за сите серии анализирани заедно. Секој податок се внесува еднаш, на неговиот изворен образец. | Execution is in two separate packages (Head of QC, 06.10.2026), on the controlled QCSOP 011 and QASOP_031 forms: Package 2 — sampling, one set per sampling day, every batch of the day on each form (Head of QC, 05.10.2026); Package 3 — loss-on-drying analysis, one execution record for all batches analysed together. Each data point is entered once, on its source form.

Чекор Step	Образец Form	Запис Record
Пренос сеф-магазин → просторија за земање Transfer secure warehouse → sampling room	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1/D2-RCPT
Визуелна инспекција при отворање, по серија Visual inspection on opening, per batch	QCSOP 011_A03 v7.0	QCSOP 011_A03-___/26
Пред, мострирано и после, по кеса Before, sampled and after, per bag	QCT 021 v01	MLR № ___
Етикета „МОСТРИРАНО“ по кеса “SAMPLED” label per bag	QASOP_031_A05_v1	—
Етикета на збирниот примерок Composite sample label	QASOP_031_A07	—
Враќање во сеф-магазин Return to the secure warehouse	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1/D2-RET
Примероци → КК лабораторија Samples → QC laboratory	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1/D2-SMP
Губиток при сушење: прием, опрема, хомогенизација, мерења, резултати Loss on drying: receipt, equipment, homogenisation, weighings, results	Пакет 3 Package 3	PP-QC-SP-002/26-LOD-01/-02

10. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ | References

- QCSOP 011 v03 — Мострирање на примероци, ракување и документација (SP-12; §5 r-план; §6.2.1 шифра на примерок). | QCSOP 011 v03 — QC Sampling, Handling and Documentation (SP-12; §5 r-plan; §6.2.1 sample code).
- PP-QC-SP-001/26 — План и извршен протокол за земање примероци (микробиолошка чистота), јули 2026 — истата основа и ознаки. | PP-QC-SP-001/26 — Sampling Plan & Execution Protocol (microbiological purity), July 2026 — the same basis and keys.
- WHO Technical Report Series No. 929 (2005), Annex 4 — Guidelines for sampling of pharmaceutical products and related materials (r-план, $r = 1.5 \cdot \sqrt{N}$). | WHO Technical Report Series No. 929 (2005), Annex 4 — Guidelines for sampling of pharmaceutical products and related materials (r-plan, $r = 1.5 \cdot \sqrt{N}$).
- European Pharmacopoeia: 2.2.32 Loss on drying; 2.8.20 Herbal drugs: sampling and sample preparation; монографија 3028 Cannabis flos; Општи одредби (константна маса). | European Pharmacopoeia: 2.2.32 Loss on drying; 2.8.20 Herbal drugs: sampling and sample preparation; monograph 3028 Cannabis flos; General Notices (constant mass).
- SAM_a02.2 — интерен метод за губиток при сушење (вакуумска печка 40 °C, 15–25 mbar, 24 h); PP AMVR a02.1-001/2026 (студија за споредба НМА наспроти Ph. Eur. 2.2.32). | SAM_a02.2 — in-house loss-on-drying method (vacuum oven 40 °C, 15–25 mbar, 24 h); PP AMVR a02.1-001/2026 (HMA vs Ph. Eur. 2.2.32 comparison study).
- QCSP 001 — спецификација на производот (губиток при сушење ≤ 12.0 % w/w); QCSP-RMI-P0005 — спецификација на кесата (нето 400,0 g $\pm$ 3 %). | QCSP 001 — product specification (loss on drying ≤ 12.0 % w/w); QCSP-RMI-P0005 — bag specification (net 400.0 g $\pm$ 3 %).
- EudraLex Vol. 4: Поглавје 6 (контрола на квалитет), Annex 8 (земање примероци), Annex 11 (ALCOA+); ICH Q9(R1). | EudraLex Vol. 4: Chapter 6 (quality control), Annex 8 (sampling), Annex 11 (ALCOA+); ICH Q9(R1).
- QCSOP 014 (OOS); QASOP_031_A05_v1 и A07 (етикети); QCSOP 011_A03 v7.0 (визуелна инспекција); QCT 024 v01 (пренос); QCT 021 v01 (преглед на количини пред и после мострирање). | QCSOP 014 (OOS); QASOP_031_A05_v1 and A07 (labels); QCSOP 011_A03 v7.0 (visual inspection); QCT 024 v01 (transfer); QCT 021 v01 (quantity review before and after sampling).
- Извори на податоци: tranche_assignment_2026-09-18.csv; CoQ_Analysis_Master_v57.xlsx (Reference); quantities_table.tsv (10–11.08.2026); coq_artifact_data.json; batch_dates_2026-09-10.csv. | Data sources: tranche_assignment_2026-09-18.csv; CoQ_Analysis_Master_v57.xlsx (Reference); quantities_table.tsv (10–11.08.2026); coq_artifact_data.json; batch_dates_2026-09-10.csv.



11. ОТВОРЕНИ ТОЧКИ ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК | Open

Items for the Head of QC

- Мастер v57, Reference E216 (GG1024_01 = 0,87 kg) бара поправка; KC102501 — 21,67 kg (мастер) наспроти 16,000 kg (залиха); документираниот број кеси по серија при повлекувањето. | Master v57, Reference E216 (GG1024_01 = 0.87 kg) needs correction; KC102501 — 21.67 kg (master) vs 16.000 kg (stock); the documented bag count per batch at retrieval.
- Правилото $k = 1/2/3$ по број на кеси наспроти дупликатот од QCSOP 011 v03 §5; капацитет на печката за 44 и 44 сада на ноќ. | The $k = 1/2/3$ rule by bag count against the duplicate in QCSOP 011 v03 §5; oven capacity for 44 and 44 bottles per night.
- Дополнителниот период на сушење за второто мерење (според SAM_a02.2 или по негова одлука). | The additional drying period for the second weighing (per SAM_a02.2 or by his decision).
- Ознаки: PP-QC-SP-002/26-D1/D2-RCPT/-RET/-SMP за преносите на QCT 024 и PP-QC-SP-002/26-LOD-01/-02 за анализата (или QCT 025, следната слободна QC ознака); броевите на A03 и QCT 021 се од нивните регистри; регистрација на RQS пред земање (QCSOP 011 v03 §6.1.1). | Codes: PP-QC-SP-002/26-D1/D2-RCPT/-RET/-SMP for the QCT 024 transfers and PP-QC-SP-002/26-LOD-01/-02 for the analysis (or QCT 025, the next free QC template code); the A03 and QCT 021 numbers come from their registers; RQS registration before sampling (QCSOP 011 v03 §6.1.1).
- Спарување со халогенскиот анализатор (SAM_a02.1) на истите збирни примероци за верификација на методот во опсегот 5–12 % — ако агентот за верификација побара дупликатни НМА мерења или $k = 2$ на подгрупа, се внесува пред одобрување. | Pairing with the halogen moisture analyser (SAM_a02.1) on the same composites for the method verification in the 5–12 % range — if the verification agent asks for duplicate HMA runs or $k = 2$ on a subset, it is entered before approval.
- Транша 3 (31 серији) како PP-QC-SP-003/26 по истата постапка; по одобрување овој документ се издава како v1.0 со датум на важност. | Tranche 3 (31 batches) as PP-QC-SP-003/26 on the same procedure; on approval this document is issued as v1.0 with an effective date.

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (Раководител КК) Prepared (QC Head)	_____		
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	J. Romevska		
Одобрил (Раководител КК) Approved (QC Manager)	B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел QC Department Manager)		